

El arte de ver lo que
otros no pueden.



Lupas, luces y cámara hechas a mano

admetec
We've got your back



We've got your back.

Lupas, luces y cámara hechas a mano de Admetec, diseñadas a medida

Nos especializamos en crear soluciones extremadamente ligeras, cómodas de usar y ergonómicas, permitiéndote concentrarte en ser eficaz mientras nosotros nos enfocamos en tu comodidad.

Nuestras lupas, luces y cámaras artesanales están diseñadas a tu medida. Para ello, tomamos en consideración tu estructura facial única, distancia de trabajo, estilo y preferencias personales. El diseño de producto centrado en el usuario, combinado con materiales y componentes de alta calidad, es la base de la excelencia de Admetec.

Lupas Galileas

Las lupas Galileas son extremadamente compactas y ligeras, al tiempo que aseguran un amplio campo de visión y una excelente profundidad de campo. Ideales para profesionales que desean ver la imagen completa y no necesitan alta magnificación. Nuestras lupas Galileas vienen en 3 aumentos.

Diseñadas específicamente para tu distancia de trabajo, al centímetro.



2.5x

Distancia de trabajo
30-60 cm

Peso
45 g



2.7x

Distancia de trabajo
30-60 cm

Peso
37 g



3.2x

Distancia de trabajo
30-60 cm

Peso
37 g

Lupas Prismáticas

Las lupas prismáticas ofrecen un aumento superior sin reducir el campo de visión, y una imagen precisa, nítida de borde a borde, clara y fiel al color. Nuestras lupas prismáticas vienen en 3 aumentos.

Diseñadas específicamente para tu distancia de trabajo, al centímetro.



3.8x

Distancia de trabajo
30-70 cm

Peso
50gr



4.8x

Distancia de trabajo
30-70 cm

Peso
51gr



5.8x

Distancia de trabajo
30-70 cm

Peso
50gr



7.2x

Distancia de trabajo
30-70 cm

Peso
52gr

Lupas Ergonómicas

Admetec Ergo está disponible en 6 aumentos.

Diseñadas específicamente para tu distancia de trabajo, al centímetro.



3.0x

Distancia de trabajo
35-70 cm

Peso
46 g



4.0x

Distancia de trabajo
35-70 cm

Peso
46 g



5.0x

Distancia de trabajo
35-70 cm

Peso
48 g



6.0x

Distancia de trabajo
35-70 cm

Peso
48 g



7.5x

Distancia de trabajo
40-70 cm

Peso
49 g

La mayor potencia ergonómica de aumento disponible para la precisión exacta que necesitas.

10x potencia de aumento

Distancia de trabajo
40-70 cm

Peso
52 g

Tecnología Ergo Prism
desarrollada por Admetec

Lentes de policarbonato
ligeras para mayor durabilidad
e imagen premium



Lentes oculares del líder mundial
japonés en fabricación de lentes
de vidrio, FUJITOK®

Beneficios clave

3 aumentos, 1 dispositivo, misma postura.

Experimenta la precisión como nunca antes con lupas ajustables que ofrecen tres aumentos en un solo dispositivo.

Ergo V™



Peso
55 g

Aumentos
3.8x, 5.3x, 7.0x

Distancia de trabajo
40-70 cm

Ergo V™ Pro



Peso
60 g

Aumentos
5.6x, 7.4x, 10x

Distancia de trabajo
40-70 cm



Diseño ergonómico

Postura superior y reducción de tensión



Versatilidad incomparable

Cambia la magnificación sin esfuerzo



Máxima comodidad

Ligero para un uso sin fatiga

Especificaciones






El problema

Una postura estática y, a menudo, forzada provoca microtraumatismos en músculos, articulaciones y ligamentos: daños diarios que progresan más rápido de lo que el cuerpo puede sanar.

Con el tiempo, estas lesiones de progresión lenta pueden convertirse en un trastorno por trauma acumulativo, resultando en dolor crónico de espalda y cuello que afecta, e incluso acorta, las carreras de demasiados profesionales talentosos.

Nuestra solución

Ergo Loupes son las primeras lupas verdaderamente ergonómicas, diseñadas a medida para trabajar con la biomecánica natural del cuerpo en lugar de contra ella.



Iluminación potente. Ultraligera. Inalámbrica.

Descubre Butterfly EVO, la serie de luces frontales sin cable de Admetec, con dos modelos diseñados para máxima eficiencia.

-  **Ligera**
Diseñada ergonómicamente para descansar suavemente sobre tus lupas
-  **Inalámbrica**
Libertad de movimiento que incrementa comodidad y eficiencia
-  **Controles fáciles de usar**
Operación simple con controles táctiles para encendido/apagado e intensidad de luz
-  **Indicador de carga**
Siempre sabrás el estado de carga de tu batería



Butterfly™ evo

Butterfly combina iluminación efectiva en una configuración ultraligera, fácil de usar e inalámbrica.

Intensidad	Peso	Duración	Tiempo de carga
35k LUX	23 g	2 hrs	1,25 hrs
Filtro amarillo	Baterías	Temp de color	
Filtro externo	3 uds	5,750K	



Butterfly-S™ evo

Butterfly-S proporciona una intensidad de luz más potente para trabajar con mayores aumentos.

Intensidad	Peso	Duración	Tiempo de carga
55k LUX	28 g	2 hrs	1,5 hrs
Filtro amarillo	Baterías	Temp de color	
Filtro externo	3 uds	5,750K	





Luces frontales con cable



Orchid™

Intensidad	Peso	Duración	Tiempo de carga
80k LUX	9 g	6 hrs	2.5 hrs
Filtro amarillo	Baterías	Temp de color	
Filtro externo	2 uds	5,750K	



Orchid-F™

Intensidad	Peso	Duración	Tiempo de carga
80k LUX	10 g	6 hrs	2.5 hrs
Filtro amarillo	Baterías	Temp de color	
Built-in	2 uds	5,750K	



Orchid-E™

Intensidad	Peso	Duración	Tiempo de carga
150k LUX	12 g	6 hrs	2.5 hrs
Filtro amarillo	Baterías	Temp de color	
Built-in	2 uds	5,750K	



Orchid-S™

Intensidad	Peso	Duración	Tiempo de carga
220k LUX	11 g	4 hrs	2.5 hrs
Filtro amarillo	Baterías	Temp de color	
Filtro externo	2 uds	5,750K	



¿Necesitas ayuda para elegir la luz adecuada para tus lupas?
Visita nuestra guía en línea:
www.admetec.com/how-to-choose-headlight-for-loupes/

admetec flamingo®

Cámara HD y luz integrada

Flamingo se creó para hacerlo fácil. Una cámara ultraligera montada en la lupa que te permite grabar, enseñar, retransmitir y generar confianza en tus pacientes.





**Ver dentro de la boca de un paciente es difícil.
Compartir lo que ves es aún más difícil.**

Por qué elegir Flamingo®

- ✓ **Documentación sin esfuerzo** – Graba vídeo Full HD con manos libres, directamente desde tu línea de visión.
- ✓ **Potente herramienta para formar** – Transmite en directo a estudiantes o colegas para aprender en tiempo real.
- ✓ **Confianza del paciente** – Muestra a tus pacientes exactamente lo que ves y refuerza el consentimiento informado.

Diseñado para el día a día de la clínica

Dentistas e higienistas – Documentación de casos, contenido para redes sociales, educación al paciente

Cirujanos – Procedimientos guiados, retransmisión en quirófano, grabación médico-legal

Docentes y KOLs – Demostraciones en directo, creación de cursos, retransmisión de congresos



Características de Flamingo®

Característica	Beneficio
Ultraligero (19 g)	¡Solo 19 g! - Comodidad todo el día, más ligero que la mayoría de luces para lupas
LED integrado de 60 k lux	Iluminación potente y sin sombras
Cámara Full HD 1080 p 30 fps	Imagen nítida y estable para documentación clínica.
Control remoto	Control total de la cámara durante el uso, incluida la opción de hacer fotos mientras grabas y congelar la imagen para el aprendizaje
Cable híbrido único	Verdaderamente inalámbrico
Retransmisión Wi Fi local en tiempo real	Comparte al instante en cualquier PC o Mac, sin necesidad de internet
Edición con IA	AI Cleanup elimina todas las partes innecesarias del video con un clic
Lentes intercambiables (25 mm / 21 mm)	Elige un campo de visión estrecho (25 mm) o amplio (21 mm)
Almacenamiento en la nube	No necesitas depender de la memoria local: todos los vídeos se guardan de forma segura en tu cuenta, bajo tu control
Hasta 4 h de cámara + luz o 8 h solo luz	Dos baterías intercambiables te permiten grabar durante todo el día
Super Connector	Rotación de 360° y modo de vídeo vertical (formato 9:16)
Voice recording	Capture synchronized audio directly with Flamingo
Software de Flamingo	Capturas, edición esencial y actualizaciones gratuitas incluidas
Compatible con la mayoría de marcas de lupas	Adaptadores disponibles para la mayoría de marcas de lupas
Seguridad de datos	Totalmente compatible con los requisitos de HIPAA y GDPR para la privacidad de los pacientes y la protección de datos







Lentes para cámara Flamingo®

Las lentes de 21 mm y 25 mm para la cámara e iluminación inalámbrica Flamingo están diseñadas para ofrecer la máxima precisión gracias a campos de visión adaptados a cada procedimiento.



Control remoto Flamingo®

Controla fácilmente la grabación y las funciones de la cámara con el control remoto Flamingo®, para disfrutar de un flujo de trabajo clínico más eficiente.



Baterías de repuesto

Garantiza una iluminación continua durante los procedimientos. Las baterías Admetec® para todos los modelos Orchid y Butterfly ya están disponibles por separado.



Extensor para Butterfly™ evo

Diseñado para alejar la batería de las lupas, mejorando el equilibrio, reduciendo el peso y aumentando la comodidad durante toda la jornada.



Toallitas de limpieza para lupas

Mantén tus lupas en perfecto estado con toallitas de limpieza que protegen los tratamientos de las lentes y ayudan a conservar un óptimo rendimiento óptico.



Protección lateral para lupas

Aumenta la protección con pantallas laterales ligeras, diseñadas para ofrecer un ajuste seguro, mayor seguridad y una visibilidad sin obstáculos.



Filtro de protección láser para lupas

Protege tus ojos con filtros láser ligeros de clip, diseñados para acoplarse de forma segura a las lupas y proporcionar una protección fiable frente a la radiación láser.

¿Qué estilo encaja mejor contigo?

Sigues siendo TÚ mientras trabajas. Por eso nos aseguramos de ofrecer una amplia variedad de monturas que te permitan expresar tu personalidad única y trabajar cómodamente.



Blues

-  Azul marino
-  Bronce y Azul claro
-  Negro
-  Rosa
-  Morado y Gris
-  Oro rosa



Indie

-  Champagne
-  Naranja lava
-  Azul medianoche
-  Negro
-  Turquesa
-  Verde



Soul

-  Rosa
-  Marrón y Azul claro
-  Burdeos y Dorado
-  Negro
-  Turquesa
-  Blanco nieve



Jazz

-  Rojo y Negro
-  Naranja y Negro
-  Azul y Negro
-  Verde y Negro
-  Turquesa y Oro rosa



Swing

-  Negro
-  Azul
-  Grafito
-  Rojo
-  Oro rosa
-  Blanco



¿No estás seguro de qué montura y color te quedan mejor?
¡Pruébalos con nuestra aplicación de prueba virtual de monturas!
www.admetec.com/es/frames





Conveniente. Compacto. A prueba de golpes.

Tu experiencia con Admetec® va más allá del horario laboral. ¿Dónde guardas, proteges y transportas tus lupas y luz entre clínicas? Por eso diseñamos estuches compactos y resistentes a los golpes para cada conjunto de productos Admetec®.

Butterfly™^{evo} (todos los modelos)

3 Baterías | Base de carga y cable | Lupas | Manual de usuariol



Orchid (todos los modelos)

2 PowerPacks | Cargador | Lupas | Manual de usuariol

Lupas

Lanyard | Paño de microfibra | Manual de usuariol



Flamingo® Camera

Unidad de Control | Cargador | Control Remoto | Accesorios

Encuentra Admetec
en todas partes.



**MÁS DE 50
DISTRIBUIDORES
EN TODO EL MUNDO**



Encuentra tu distribuidor en
admetec.com/distributors

**Viendo la pasión
en los detalles**





We've got **your back.**

MM4000002 rev.D