

L'art de voir ce que les
autres ne voient pas.



Loupes, éclairages et caméras sur
mesure, fabriqués à la main

admetec
We've got your back



We've got your back.

Loupes Admetec, éclairages et caméras fabriqués à la main et conçus sur mesure

Admetec est spécialisé dans la création d'équipements exceptionnellement légers, pratiques à utiliser et ergonomiques – ce qui vous permet de vous concentrer sur votre performance tandis que nous nous concentrons sur votre confort.

Nos loupes, éclairages et caméras fabriqués à la main sont conçus sur mesure pour VOUS, en tenant compte de la structure unique de votre visage, de votre distance de travail, de votre style et de vos préférences personnelles.

L'excellence d'Admetec repose sur une combinaison simple : l'utilisation de matériaux et composants de haute qualité et une conception centrée sur l'utilisateur.

Loupes Galiléennes

Les loupes Galiléennes sont extrêmement compactes et légères tout en assurant un large champ de vision et une excellente profondeur de champ. Elles sont parfaites pour les praticiens souhaitant bénéficier d'une vue d'ensemble et qui n'ont pas nécessairement besoin d'un fort grossissement. Nos loupes galiléennes sont disponibles en 3 niveaux de grossissements.

Conçues pour votre distance de travail spécifique, au centimètre près.



2.5x

Distance de travail
30-60 cm

Poids
45 g



2.7x

Distance de travail
30-60 cm

Poids
37 g



3.2x

Distance de travail
30-60 cm

Poids
37 g

Loupes Prismatiques

Les loupes prismatiques offrent un grossissement d'une clarté exceptionnelle et des couleurs fidèles, avec un large champ de vision. Désormais disponibles en 4 grossissements, avec un design ergonomique amélioré pour un confort et des performances accrues

Conçues pour votre distance de travail spécifique, au centimètre près.



3.8x

Distance de travail
30-70 cm

Poids
50gr



4.8x

Distance de travail
30-70 cm

Poids
51gr



5.8x

Distance de travail
30-70 cm

Poids
50gr



7.2x

Distance de travail
30-70 cm

Poids
52gr

Loupes ergonomiques

Les loupes Ergo d'Admetec sont disponibles en 6 grossissements.

Conçues pour votre distance de travail spécifique, au centimètre près.



3.0x

Distance de travail
35-70 cm

Poids
46 g



4.0x

Distance de travail
35-70 cm

Poids
46 g



5.0x

Distance de travail
35-70 cm

Poids
48 g



6.0x

Distance de travail
35-70 cm

Poids
48 g



7.5x

Distance de travail
40-70 cm

Poids
49 g

Le plus grand grossissement ergonomique disponible pour la précision dont vous avez besoin.

La puissance du 10x

Distance de travail
40-70 cm

Poids
52 g

Technologie Ergo Prism
développée par Admetec

Lentilles légères en polycarbonate
pour la durabilité et une qualité
d'image premium



Lentilles oculaires du leader
mondial japonais de la fabrication
de lentilles en verre, FUJITOK®

Principaux avantages

3 grossissements, 1 appareil, la même posture.

Découvrez une précision inédite grâce à des loupes réglables offrant trois grossissements dans un seul appareil.

Ergo V™



Poids
55 g

Grossissements
3.8x, 5.3x, 7.0x

Distance de travail
40-70 cm

Ergo V Pro™



Poids
60 g

Grossissements
5.6x, 7.4x, 10x

Distance de travail
40-70 cm



Design ergonomique

Posture optimale et réduction des tensions



Polyvalence incomparable

Changez de grossissement en toute simplicité



Confort maximal

Légères pour une utilisation sans fatigue

Caractéristiques



Passez d'un grossissement à l'autre en toute simplicité, avec trois niveaux réunis dans un seul appareil, pour une précision, une polyvalence et un confort ergonomique incomparables.



Le problème

La position statique, souvent contorsionnée, provoque des microtraumatismes aux muscles, aux articulations et aux ligaments – des dommages quotidiens qui augmentent plus vite que la capacité du corps à guérir.

Avec le temps, ces blessures progressent lentement vers des troubles permanents liés à ces traumatismes répétés. Cela entraîne des douleurs chroniques au dos et au cou qui affectent, voire interrompent, la carrière d'un trop grand nombre de praticiens talentueux. .

Notre solution

Les loupes Ergo sont les premières loupes véritablement ergonomiques, conçues sur mesure, qui fonctionnent avec la conception biomécanique du corps plutôt que contre elle.



Éclairage puissant. Ultra-léger. Sans fil.

Découvrez Butterfly EVO, la gamme d'éclairages sans fil d'Admetec, qui comprend deux modèles conçus pour une efficacité optimale.

✓ Léger

Conçu de manière ergonomique pour reposer en toute légèreté sur vos loupes

✓ Sans fil

La liberté de mouvement accroît le confort et l'efficacité

✓ Commandes conviviales

Fonctionnement simple avec des commandes par tapotement pour la fonction ON/OFF et l'intensité de la luminosité

✓ Affichage du voyant de charge

Sachez toujours où en est la charge de votre batterie



Butterfly™ evo

Butterfly combine un éclairage efficace dans un boîtier ultra-léger, configuration sans fil facile à utiliser.

Intensité	Poids	Utilisation	Charge
35k LUX	23 g	2 h	1h25
Filtre jaune	Batteries	Température de couleur	
Clip externe	3	5,750k	



Butterfly-S™ evo

Butterfly-S fournit une intensité lumineuse plus forte pour permettre de travailler avec des grossissements plus élevés.

Intensité	Poids	Utilisation	Charge
55k LUX	28 g	2 h	1h30
Filtre jaune	Batteries	Température de couleur	
Clip externe	3	5,750k	





Éclairages filaires



Orchid™

Intensité	Poids	Utilisation	Charge
80k LUX	9 g	6 h	2h30
Filtre jaune	Batteries	Température de couleur	
Filtre externe	2	5,750k	



Orchid-F™

Intensité	Poids	Utilisation	Charge
80k LUX	10 g	6 h	2h30
Filtre jaune	Batteries	Température de couleur	
Intégré	2	5,750k	



Orchid-E™

Intensité	Poids	Utilisation	Charge
150k LUX	12 g	6 h	2h30
Filtre jaune	Batteries	Température de couleur	
Intégré	2	5,750k	



Orchid-S™

Intensité	Poids	Utilisation	Charge
220k LUX	11 g	4 h	2h30
Filtre jaune	Batteries	Température de couleur	
Filtre externe	2	5,750k	



Si vous avez besoin d'aide dans le choix de l'éclairage le mieux adapté à vos loupes, consultez notre guide en ligne.

www.admetec.com/fr/how-to-choose-headlight-for-loupes/

admetec flamingo®

Caméra HD intégrée et éclairage

Flamingo® a été conçu pour simplifier l'essentiel. Une caméra ultralégère montée sur vos loupes, qui vous permet d'enregistrer, d'enseigner, de diffuser en direct et de renforcer la confiance de vos patients.





Voir à l'intérieur de la bouche d'un patient est exigeant. Partager et expliquer ce que vous observez l'est encore davantage.

Pourquoi choisir Flamingo®

- ✓ **Documentation sans effort** – Enregistrez en Full HD, en mains libres, directement depuis votre champ de vision.
- ✓ **Outil pédagogique puissant** – Diffusez en direct à vos étudiants ou collègues pour un apprentissage en temps réel.
- ✓ **Confiance des patients** – Montrez précisément ce que vous voyez et renforcez la compréhension et le consentement éclairé

Conçu pour la pratique quotidienne

Dentistes et hygiénistes – documentation de cas, contenus pour réseaux sociaux, pédagogie patient.

Chirurgiens – procédures guidées, diffusion au bloc, enregistrements médico-légaux.

Formateurs et leaders d'opinion – démonstrations en direct, création de cours, diffusion en conférence.



Fonctionnalités Flamingo®

Caractéristique	Bénéfice
Ultra-léger (19 g)	Only 19g! - All day comfort-lighter than most loupe lights
LED intégrée 60 000 lux	Un éclairage puissant et homogène, sans zones d'ombre.
Caméra Full HD 1080p – 30 fps	Une image nette et stable, idéale pour la documentation clinique.
Télécommande	Contrôle complet pendant l'intervention : prise de photos lors de l'enregistrement et fonction « arrêt sur image » pour l'apprentissage.
Câble hybride unique	Une installation simple et épurée : un seul câble pour l'ensemble.
Diffusion Wi-Fi locale en temps réel	Partage instantané sur PC ou Mac, sans connexion Internet.
Montage assisté par IA	AI Cleanup supprime en un clic les séquences inutiles pour ne garder que l'essentiel.
Objectifs interchangeable (25 mm / 21 mm)	Choisissez un champ plus étroit (25 mm) ou plus large (21 mm) selon vos besoins.
Stockage cloud	Plus de dépendance à la mémoire locale : vos vidéos sont sauvegardées sur votre compte, sous votre contrôle.
Jusqu'à 4 h caméra + éclairage (ou 8 h éclairage seul)	Deux batteries remplaçables à chaud pour filmer toute la journée.
Super Connector	Rotation à 360° et mode vidéo vertical (format 9:16).
Enregistrement vocal	Capturez un audio synchronisé directement avec Flamingo
Super Connector	Rotation à 360° et mode vidéo vertical (format 9:16).
Logiciel Flamingo	Captures d'images, montage essentiel et mises à jour incluses.
Compatible avec la plupart des marques de loupes	Adaptateurs disponibles pour la majorité des marques.
Sécurité des données	Conforme aux exigences HIPAA et RGPD pour la confidentialité des patients et la protection des données.





admetec accessories



Objectifs caméra Flamingo®

Les objectifs 21 mm et 25 mm pour la caméra sans fil Flamingo® ont été conçus pour optimiser la précision grâce à des champs de vision adaptés à vos besoins cliniques.



Télécommande Flamingo®

Gérez facilement l'enregistrement et les principales fonctions de la caméra grâce à la télécommande Flamingo®, pour un flux de travail plus fluide et une utilisation simplifiée.



Batteries de rechange

Assurez une autonomie continue pendant vos procédures. Les batteries Admetec® pour les éclairages Orchid™ et Butterfly™ EVO sont disponibles séparément afin de prolonger votre temps d'utilisation sans interruption.



Extender for Butterfly™

Conçu pour déporter la batterie de l'éclairage hors de la monture, le Butterfly™ EVO Extender améliore l'équilibre, réduit le poids ressenti et renforce le confort tout au long de la journée.



Lingettes de nettoyage pour loupes

Préservez la clarté de vos loupes grâce à des lingettes spécialement conçues pour protéger les traitements optiques et maintenir des performances visuelles optimales.



Protections latérales pour loupes

Bénéficiez d'une protection renforcée grâce à des protections latérales légères, conçues pour offrir un ajustement sécurisé, une sécurité accrue et une visibilité optimale.



Filtres de protection laser pour loupes

Protégez efficacement vos yeux grâce à des filtres de protection laser légers, conçus pour s'intégrer parfaitement à vos loupes et offrir une protection adaptée aux différentes longueurs d'onde laser.

Quel style vous fait vibrer ?

Vous êtes toujours VOUS lorsque vous êtes au travail. C'est pourquoi nous avons veillé à proposer une large variété de montures pour vous permettre d'exprimer votre personnalité singulière et de travailler dans le confort.



Blues

-  Bleu Marine
-  Bronze et bleu clair
-  Noir
-  Rose
-  Violet et gris
-  Or rose



Indie

-  Champagne
-  Orange lave
-  Bleu nuit
-  Noir
-  Turquoise
-  Vert



Soul

-  Rose
-  Marron et bleu clair
-  Bourgogne et or
-  Noir
-  Turquoise
-  Blanc neige



Jazz

-  Rouge et noir
-  Orange et noir
-  Bleu et noir
-  Vert et noir
-  Turquoise et or rose



Swing

-  Noir
-  Bleu
-  Graphite
-  Rouge
-  Or rose
-  Blanc



Vous ne savez pas quelle monture ni quelle couleur vous convient le mieux ? Essayez-les grâce à notre application d'essayage virtuel de montures !
www.admetec.com/fr/frames





Pratiques. Compactes. Antichoc.

Votre expérience avec Admetec® va bien au-delà des heures de travail. Où rangez-vous, protégez-vous et transportez-vous vos loupes et votre éclairage entre vos différents cabinets ? C'est pourquoi nous avons conçu des étuis compacts et résistants aux chocs pour chaque ensemble de produits Admetec®.

Butterfly™_{evo} (tous les modèles)

3 Batteries | Socle de charge et câble | Loupes | Mode d'emploi



Orchid (tous les modèles)

2 PowerPacks | Chargeur | Loupes | Mode d'emploi

Loupes

Cordon | Lingette microfibre | Mode d'emploi



Flamingo® Camera

Unité de contrôle | Chargeur | Télécommande | Accessoires

Partout dans le monde,
nous prenons soin de vous



Trouvez votre distributeur Admetec sur
admetec.com/fr/distributors

**Voir la passion
dans les détails**





We've got **your back.**

MM4000005 rév.D