

The art of seeing
what others can't.



admetec
We've got your back

משקפי הגדלה, תאורות, ומצלמה בהתאמה אישית



משקפי הגדלה, תאורות ומצלמה בהתאמה אישית מבית אדמטק

אדמטק מתמחה בפיתוח פתרונות קלי משקל, נוחים לשימוש ובעלי תכנון ארגונומי מתקדם. כדי שאתם תוכלו להתמקד בביצוע מדויק ויעיל תוך כדי עבודתכם, ואנחנו נדאג לנוחות המרבית שלכם.

הלופות, התאורה והמצלמה שלנו מיוצרים בעבודת יד ובהתאמה אישית מלאה, בהתאם למבנה הפנים הייחודי שלכם, מרחק העבודה, הסגנון האישי והעדפותיכם.

השילוב בין עיצוב ממוקד משתמש לבין רכיבים וחומרי גלם באיכות בלתי מתפשרת - הוא הבסיס למצוינות של אדמטק.

admetec

We've got **your back.**

משקפי הגדלה גליליים

משקפי הגדלה גליליים של אדמטק קלים במיוחד ומשלבים קומפקטיות מרבית עם שדה ראייה רחב ועומק שדה מצוין. הן אידאליות לרפואים המעוניינים בתמונה כוללת וברורה - מבלי צורך בהגדלה גבוהה במיוחד. **משקפי ההגדלה אלו זמינים בשלוש הגדלות שונות, ומותאמות באופן מדויק למרחק העבודה שלכם - עד לרמת הסנטימטר.**

טווח מרחק עבודה
30-60 ס"מ

משקל
45 גרם



2.5x

טווח מרחק עבודה
30-60 ס"מ

משקל
37 גרם



2.7x

טווח מרחק עבודה
30-60 ס"מ

משקל
37 גרם



3.2x

משקפי הגדלה פריזמטיים

משקפי הגדלה פריזמטיים מבית אדמטק מספקות הגדלה גבוהה יותר - מבלי לפגוע בשדה הראייה. התוצאה: תמונה חדה במיוחד ואחידה מקצה לקצה.
משקפי ההגדלה אלו זמינים בארבע הגדלות שונות, ומותאמות באופן מדויק למרחק העבודה שלכם - עד לרמת הסנטימטר.

טווח מרחק עבודה
30-70 ס"מ

משקל
50 גרם



3.8x

טווח מרחק עבודה
30-70 ס"מ

משקל
51 גרם



4.8x

טווח מרחק עבודה
30-70 ס"מ

משקל
50 גרם



5.8x

טווח מרחק עבודה
30-70 ס"מ

משקל
52 גרם



7.2x

משקפי הגדלה ארגו

סדרת ארגו של אדמטק זמינה בשש הגדלות שונות, ומציעה פתרון מדויק לצרכים הייחודיים של כל רופא. כל לופה מותאמת באופן אישי למרחק העבודה שלכם - עד לרמת הסנטימטר, לנוחות ויעילות מרבית לאורך כל היום.

טווח מרחק עבודה
35-70 ס"מ

משקל
46 גרם



3.0x

טווח מרחק עבודה
35-70 ס"מ

משקל
46 גרם



4.0x

טווח מרחק עבודה
35-70 ס"מ

משקל
48 גרם



5.0x

טווח מרחק עבודה
35-70 ס"מ

משקל
48 גרם



6.0x

טווח מרחק עבודה
40-70 ס"מ

משקל
49 גרם



7.5x

ההגדלה הארגונומית הגדולה ביותר - לנקודת דיוק מושלמת בכל טיפול.

משקפי הגדלה 10x

משקל

טווח מרחק עבודה

40-70 ס"מ

58 גרם

עדשות פוליקרבונט קלות משקל
לעמידות גבוהה ותמונה באיכות
פרימיום.

טכנולוגיית פריזמה ארגו
שפותחה על ידי אדמטק



עדשות מבית ©FUJITOK - ענקית
יפנית מובילה בייצור עדשות זכוכית
ברמה עולמית.

יתרונות מרכזיים

שלוש הגדלות, לופה אחת, תנוחה קבועה.

דיוק חסר תקדים עם לופות מתכווננות, המציעות שלוש רמות הגדלה במכשיר אחד מבלי לשנות את תנוחת העבודה שלך.

Ergo V™



משקל
59 גרם

הגדלות
3.8x, 5.3x, 7.0x

טווח מרחק עבודה
40-70 ס"מ

Ergo V™ Pro



משקל
64 גרם

הגדלות
5.6x, 7.4x, 10x

טווח מרחק עבודה
40-70 ס"מ

עיצוב ארגונומי

שומרים על יציבה נכונה - מפחיתים מאמץ פיזי.



רבגוניות ברמה אחרת

מעבר חלק בין הגדלות - בלי לעצור, בלי להתאמץ



נוחות מקסימלית

קל-משקל לשימוש ועבודה רציפה בלי עומס



כשארגונומיה פוגשת ורסטיליות



הבעיה

עבודה ממושכת בתנוחות קבועות ולעיתים לא טבעיות יוצרת מיקרו-טראומות בשרירים, במפרקים וברצועות - נזק יומיומי שהגוף לא מספיק לתקן.

עם הזמן, הפגיעות המצטברות האלה עלולות להתפתח לפגיעות כרוניות ולכאבים בגב ובצוואר, שפוגעים באיכות החיים, ולעיתים אף מקצרים את הקריירה של אנשי מקצוע מוכשרים מדי.

הפתרון שלנו

משקפי הגדלה ארגו הן הראשונות שבאמת עוצבו מתוך חשיבה ארגונומית. מותאמות באופן אישי, הן פועלות בהרמוניה עם המבנה הביומכני של הגוף ולא בניגוד אליו.



בלי לופות



עם לופות רגילות



עם לופות ארגו
של אדמטק



תאורה אלחוטית חזקה בעיצוב קל-משקל

הכירו את באטרפליי EVO -סדרת תאורה האלחוטית של אדמטק, הכוללת שני דגמים שתוכננו במיוחד ליעילות מקסימלית וקלות-משקל.

קל משקל

נוחות ארגונומית שמשתלבת בצורה מושלמת עם משקפי ההגדלה שלך

אלחוטי

חופש תנועה מלא לשיפור נוחות ויעילות בעבודה

שליטה נוחה ופשוטה

הפעלה קלה עם בקרת מגע, כיבוי, הפעלה והתאמת עוצמה בלחיצה

אינדיקטור טעינה

הישאר מעודכן על מצב הסוללה שלך בכל רגע

באטרפליי EVO

תאורה אפקטיבית, קלת משקל ואלחוטית, כל מה שאתה צריך לעבודה מקצועית

עוצמת תאורה	משקל	זמן עבודה	זמן טעינה
35 אלף לוקס	22 גרם	שעתיים	שעה ורבע
כמות סוללות	גוון אור	פילטר צהוב	
3 יח'	5,750K	חיצוני	



באטרפליי EVO S

מספק עוצמת אור חזקה יותר, המאפשר עבודה בהגדלות גדולות יותר

עוצמת תאורה	משקל	זמן עבודה	זמן טעינה
55 אלף לוקס	28 גרם	שעתיים	שעה וחצי
כמות סוללות	גוון אור	פילטר צהוב	
3 יח'	5,750K	חיצוני	







ארגונומי. חזק. יעילות מרבית.

תאורת ראש אורקיד, סדרת התאורות החוטיים של אדמטק, הכוללת ארבעה דגמים. כל דגם אורקיד מספק תאורה אופטימלית בהתאם לצרכים הספציפיים שלך.

אורקיד

עוצמת תאורה	משקל	זמן עבודה	זמן טעינה
80 אלף לוקס	9 גרם	6 שעות	שעתיים וחצי
כמות סוללות	גוון אור	פילטר צהוב	
2 יח'	5,750א	חיצוני	



אורקיד-F

עוצמת תאורה	משקל	זמן עבודה	זמן טעינה
80 אלף לוקס	10 גרם	6 שעות	שעתיים וחצי
כמות סוללות	גוון אור	פילטר צהוב	
2 יח'	5,750א	מובנה	



אורקיד-E

עוצמת תאורה	משקל	זמן עבודה	זמן טעינה
150 אלף לוקס	12 גרם	6 שעות	שעתיים וחצי
כמות סוללות	גוון אור	פילטר צהוב	
2 יח'	5,750א	מובנה	



אורקיד-S

עוצמת תאורה	משקל	זמן עבודה	זמן טעינה
220 אלף לוקס	13 גרם	4 שעות	שעתיים וחצי
כמות סוללות	גוון אור	פילטר צהוב	
2 יח'	5,750א	חיצוני	



לא בטוחים איזו תאורה מתאימה לכם?

המדריך שלנו אונליין יעזור לכם לבחור נכון:

www.admetec.com/he/how-to-choose-headlight-for-loupes



admetec flamingo®

מצלמה אלחוטית משולבת תאורה





**לראות בתוך הפה של מטופל זה קשה.
לשתף את מה שאתה רואה - זה אפילו קשה יותר.**

למה לבחור ב- Flamingo®

- ✓ תיעוד ללא מאמץ - הקלטת וידאו Full HD ללא שימוש בידים, ישירות מקו הראייה שלך.
- ✓ כלי הוראה עוצמתי - שידור חי לסטודנטים או לעמיתים ללמידה בזמן אמת.
- ✓ אמון המטופל - הצג למטופלים בדיוק מה שאתה רואה וחזק הסכמה מדעת.

מתוכנן לשימוש יומיומי

רופאי שיניים ושינניות - תיעוד מקרים, תוכן לרשתות חברתיות, הדרכת מטופלים מנתחים - פרוצדורות מונחות, שידור מחדר ניתוח, תיעוד רפואי-משפטי מרצים ומובילי דעה - הדגמות חיות, יצירת קורסים, שידור כנסים



קל במיוחד (19 גרם)	רק 19 גרם! נוחות לכל היום - קל יותר מרוב פנסי הלופה
תאורת LED משולבת 60 אלף לוקס	תאורה עוצמתית וללא צללים
מצלמת Full HD 1080p ב-30fps	צילום חד וציב לתיעוד קליני
שליטה מרחוק	שליטה מלאה בזמן העבודה, כולל צילום תמונות תוך כדי הקלטה והקפאת תמונה ללמידה
כבל היברידי יחיד	אלחוטי באמת
שידור Wi-Fi מקומי בזמן אמת	שיתוף מידי לכל PC או Mac - ללא צורך באינטרנט
AI Editing	ניקוי אוטומטי של כל החלקים המיותרים בלחיצה אחת
עדשות מתחלפות (25 מ"מ / 21 מ"מ)	בחירה בין שדה ראייה צר (25 מ"מ) או רחב (21 מ"מ)
אחסון בענן	אין צורך להסתמך על זיכרון מקומי - כל הסרטונים מגובים בבטחה לחשבון שלך, בשליטת המשתמש
עד 4 שעות מצלמה + תאורה או 8 שעות תאורה בלבד	שתי סוללות מתחלפות מאפשרות צילום לאורך כל היום
Super Connector	סיבוב 360° ומצב וידאו אנכי (פורמט 9:16)
הקלטת קול	לכידת אודיו מסונכרן ישירות עם Flamingo
תוכנת Flamingo	תמונות מסך, עריכה בסיסית ועדכונים חנימיים כלולים
תואם לרוב מותגי הלופות	מתאמים זמינים לרוב המותגים
אבטחת מידע	עמידה מלאה בתקני HIPAA ו-GDPR לשמירה על פרטיות והגנת נתונים של מטופלים





עדשות למצלמת Flamingo®

עדשות 21 מ"מ ו-25 מ"מ למצלמת Flamingo®, מתוכננות לספק שדה ראייה מותאם לכל צורך קליני ולדיוק מרבי.



שלט רחוק ל-Flamingo®

שלטו בקלות בהקלטה ובפונקציות המצלמה באמצעות השלט הרחוק של Flamingo®, לזרימת עבודה קלינית חלקה ויעילה יותר.



סוללות חלופיות

הבטיחו תאורה רציפה לאורך כל הטיפול. סוללות Admetec® לכל דגמי Orchid™ ו-Butterfly™ זמינות כעת גם לרכישה בנפרד.



אקסטנדר עבור Butterfly™ evo

אביזר המיועד להעברת הסוללה ממשקפי ההגדלה, לשיפור האיזון, הפחתת המשקל והגברת הנוחות לאורך כל יום העבודה.



מגבוי ניקוי למשקפי ההגדלה

שמרו על עדשות נקיות וצלולות עם מגבוי ניקוי המגנים על ציפויי העדשות ושומרים על ביצועים אופטיים מיטביים.



הגנו על משקפי ההגדלה שלכם

שפרו את ההגנה עם מגני צד קלי משקל, המיועדים להתאמה בטוחה, בטיחות מוגברת ושדה ראייה ללא פשרות.



מגן לייזר למשקפי הגדלה

הגנו על העיניים עם מגני לייזר קלי משקל מסוג Clip-In, המיועדים להשתלב בטיחות במשקפי ההגדלה ולהגנה אמינה מפני לייזר.



איזה סגנון משדר את האישיות שלך?

גם בזמן העבודה אפשר להישאר נאמנים לסגנון האישי. מגוון המסגרות הרחב שלנו מאפשר לעבוד בנוחות מקסימלית ולהביע את הייחודיות שלך.



בלוז

-  כחול כהה וכסוף
-  ברונזה ותכלת
-  שחור
-  ורוד
-  סגול וכסוף
-  רוז גולד



אינדי

-  שמפניה
-  כתום לאבה
-  כחול כהה
-  שחור
-  טורקיז
-  ירוק



סול

-  ורוד
-  חום ותכלת
-  בורדו וזהב
-  שחור
-  טורקיז
-  לבן



ג'אז

-  אדום ושחור
-  כתום ושחור
-  כחול ושחור
-  ירוק ושחור
-  טורקיז ורוז גולד



סווינג

-  שחור
-  כחול
-  אפור
-  אדום
-  רוז גולד
-  לבן

לא בטוחים איזו מסגרת וצבע מתאימים לכם?
נסו אותם עם אפליקציית Try-on Frame שלנו!
www.admetec.com/he/frames







נוח. קומפקטי. עמיד בפני זעזועים.

החווייה שלך עם אדמטק לא נגמרת כשאתה מסיים לעבוד. לכן ייצרנו קייסים קומפקטיים, עמידים ובעלי עיצוב נוח, שיאפשרו לך להגן ולהעביר את הלופות והתאורה שלך בקלות ובבטחה.

באטרפליי^{evo} (כל הדגמים)

מאחסן: 3 סוללות, משטח טעינה וכבל, אביזרים, לופות ומדריך למשתמש



אורקיד (כל הדגמים)

מאחסן: 2 סוללות, מטען, אביזרים, לופות ומדריך למשתמש



משקפי הגדלה (כל הדגמים)

כולל: לופות, שרוך, מטלית מיקרופייבר ומדריך למשתמש




מצלמת Flamingo[®]

מאחסן: 2 סוללות, מטען, קונטרול יוניט, שלט אחלוטי, אביזרים



אדמטק, מסביב לעולם



מצא את המפיץ שלך
admetec.com/distributors

לראות תשוקה בפרטים





MM4000017 rev.G

We've got **your back.**



☎ 04-989-0747 ✉ info@admetec.com 🌐 www.admetec.com