

見えないものを見る
その技術(ちから)



手作りのルーペ、ライト、カメラ

admetec
We've got your back



We've got your back.

Admetec が誇る、手作りのオーダーメイド ルーペ、ライト、カメラ。

軽量で使いやすく、人間工学に基づいた設計が、
あなたのパフォーマンスを最大限に引き出します。
私達は常に快適な使い心地を追求します。

職人の手作業で作り上げたルーペ、ライト、カメラは、あなたのためだけに
デザインされています。お客様一人ひとりの顔の構造、作業距離、スタイル、そ
して個人的な好みに合わせて製作するためです。ユーザー中心の製品設計と
高品質の素材とコンポーネントを組み合わせることは、Admetecの卓越した
技術を支えています。

ガリレオ式ルーペ

ガリレオ式ルーペは非常にコンパクトで軽量でありながら、広い視野と優れた被写界深度を有しています。高い倍率よりも、視野の広さを重視する医療従事者に最適です。Admetecのガリレオ式ルーペは3つの倍率から選べます。

使い手の作業距離に合わせて、1センチ単位で精密に設計されています。



2.5x

作業距離範囲
30-60 cm

重量
45gr



2.7x

作業距離範囲
30-60 cm

重量
37gr



3.2x

作業距離範囲
30-60 cm

重量
37gr

プリズム式ルーペ

プリズマティックルーペは、広い視野とともに、色再現性に優れたクリアな拡大視野を提供します。現在、4種類の倍率をご用意し、快適性とパフォーマンスを向上させた改良型エルゴノミックデザインで展開しています。

使い手の作業距離に合わせて、1センチ単位で精密に設計されています。



3.8x

作業距離範囲
30-70 cm

重量
50gr



4.8x

作業距離範囲
30-70 cm

重量
51gr



5.8x

作業距離範囲
30-70 cm

重量
50gr



7.2x

作業距離範囲
30-70 cm

重量
52gr

エルゴ式ルーペ

Admetecのエルゴ式ルーペは、6つの倍率から選べます。
使い手の作業距離に合わせて、1センチ単位で精密に設計されています。



3.0x

作業距離範囲

35-70 cm

重量

46gr



4.0x

作業距離範囲

35-70 cm

重量

46gr



5.0x

作業距離範囲

35-70 cm

重量

48gr



6.0x

作業距離範囲

35-70 cm

重量

48gr



7.5x

作業距離範囲

40-70 cm

重量

49gr

あなたが求めるピンポイントの精度を実現する、
人間工学に基づいた最高倍率。

10倍の倍率

作業距離範囲
40-70 cm

重量
52gr

Admetec によって開発された
Ergo Prism 技術

軽量ポリカーボネートレン
ズで耐久性と上質なイメー
ジを実現



ガラスレンズ製造における日本の
世界的リーダー、FUJITOK®が手掛
けた眼科用レンズ

主な利点

3つの倍率、1つのデバイス、同じ姿勢。

1つのデバイスで3つの倍率を調整でき、これまでにない精密度を体験してください。

Ergo V™



重量

55gr

倍率

3.8x, 5.3x, 7.0x

作業距離

40-70cm

Ergo V™ Pro



重量

60gr

倍率

5.6x, 7.4x, 10x

作業距離

40-70cm



人間工学に基づいたデザイン

負担の少ない姿勢と負担の軽減



比類のない汎用性

倍率をシームレスに切り替え



最高の快適性

軽量で疲労のない使用が可能

仕様





課題

無理な姿勢を長時間続けると、筋肉、関節、靱帯に小さな損傷が繰り返して起こります。これは体が回復する速度を上回るペースで日々蓄積されていきます。

やがて、こうした小さな損傷が積み重なることで「累積外傷疾患」を引き起こし、多くの有能な医療従事者が慢性的な首や腰の痛みに苦しみ、そのキャリアを左右することさえあります。

ソリューション

エルゴ式ルーペは、体の生体力学的なデザインに逆らうことなく、それに沿って機能する、初めての真に人間工学に基づいたカスタムメイドのルーペです。



パワフルな照明。超軽量。ワイヤレス。

Admetecのコードレスヘッドライトシリーズ「Butterfly EVO」をご紹介します。最適な効率性を追求して設計された2つのモデルをラインナップしています。

- 軽量**
人間工学に基づいてデザインされたループに軽くフィット
- コードレス**
自由な動きで快適性と効率性が向上
- 使いやすいコントロール**
タップコントロールでオン/オフと光量を簡単に制御
- 充電インジケータ表示**
バッテリーの充電状態を常に把握



Butterfly™ evo

Butterflyは、超軽量で使いやすいワイヤレス構成で効果的な照明を組み合わせています。

強度	重量	実行時間	充電時間
35k LUX (ルクス)	23 gr	2 時間	1.25 時間
イエローフィルター	電池	色温度	
外部フィルタ	3 個	5,750K	



Butterfly-S™ evo

Butterfly-Sはより強い光強度を誇り、より高い倍率での作業が可能です。

強度	重量	実行時間	充電時間
55k LUX (ルクス)	28 gr	2 時間	1.5 時間
イエローフィルター	電池	色温度	
外部フィルタ	3 個	5,750K	





有線ヘッドライト



Orchid™

強度	重量	実行時間	充電時間
80k LUX (ルクス)	9 gr	6 時間	2.5 時間
イエローフィルター 外部フィルタ	電池 2 個	色温度 5,750K	



Orchid-F™

強度	重量	実行時間	充電時間
80k LUX (ルクス)	10 gr	6 時間	2.5 時間
イエローフィルター 内蔵	電池 2 個	色温度 5,750K	



Orchid-E™

強度	重量	実行時間	充電時間
150k LUX (ルクス)	12 gr	6 時間	2.5 時間
Yellow filter 内蔵	電池 2 個	色温度 5,750K	



Orchid-S™

強度	重量	実行時間	充電時間
220k LUX (ルクス)	11 gr	4 時間	2.5 時間
イエローフィルター 外部フィルタ	電池 2 個	色温度 5,750K	



ループに適した照明を選ぶのに役立つヒントが知りたいですか？
オンラインガイドにアクセスする：

www.admetec.com/jp/how-to-choose-headlight-for-loupes/

admetec flamingo[®]

統合型HDカメラ&ヘッドライト

フラミンゴはこれをシンプルにするために生まれました。羽のように軽いルーパー装着型カメラで、記録・指導・配信が可能。患者様の信頼を築きます。





患者様の口腔内を見るのは簡単なことではありません。
見たものを共有をすることはさらに難しいです。

Flamingo[®]が選ばれる理由

- ✓ **手間いらずの記録** – フルHD動画を手放しで撮影。
あなたの視線から直接記録できます。
- ✓ **強力な教育ツール** – 生徒や同僚にライブ配信し、リアルタイム学習を実現。
- ✓ **患者の信頼** – 患者にあなたが実際に見ているものを正確に示し、インフォームド・コンセントを強化する。

日々の練習用に設計された

歯科医師・歯科衛生士 – 症例記録、SNSコンテンツ、患者教育

外科医 – ガイド付き手術、手術室中継、医療法廷記録

教育者・キーオピニオンリーダー – ライブデモンストレーション、講座作成、学会ストリーミング



Flamingo® の特徴

機能	メリット
超軽量 (19g)	わずか19g! - 終日快適 - 他のどのようなルーペライトより軽量
内蔵60kルクスLED	強力で影のない照明
フルHD 1080p 30fpsカメラ	鮮明で安定した映像による臨床記録
リモコン操作	操作中のカメラの完全制御 (録画中の静止画撮影機能および学習用画像の静止機能を含む)
単一ハイブリッドケーブル	真のワイヤレス
ローカルリアルタイムWi-Fiブロードキャスト	インターネット不要でPC/Macに即時共有
AI編集	AIクリーンアップはワンクリックで動画から不要な部分をすべて除去します
交換式レンズ (25mm / 21mm)	視野幅を選択 (狭幅25mm / 広幅21mm)
クラウドストレージ	ローカルメモリに依存する必要はありません。すべての動画は安全にバックアップされ、ユーザー管理下でアカウントに保存されます。
最大4時間のカメラ + ライト、または8時間のライトのみ	スワップ対応バッテリー2個で終日撮影可能
スーパーコネクター	360°回転 & 縦動画モード (9:16フォーマット)
音声録音	Flamingo®で音声を直接同期録音
Flamingo® ソフトウェア	スナップショット・基本編集機能・無料アップデート付属
主要ルーペブランドと互換性あり	主要ルーペブランド用アダプター対応
データセキュリティ	HIPAAおよびGDPRの患者プライバシー・データ保護要件に完全準拠







Flamingo® カメラレンズ

Flamingo®ワイヤレスカメラ&ライト用の21mmレンズと25mmレンズは、最適な視野角を提供することで、精度を最大限に高めるように設計されています。



Flamingo® リモコン

Flamingo®リモコンを使えば、録画機能やカメラ機能を簡単に操作でき、よりスムーズな臨床ワークフローを実現します。



交換用バッテリー

処置中は途切れることのない照明を確保してください。Admetec®バッテリーは、OrchidおよびButterfly全モデルに対応しており、別売りでご購入いただけます。



Butterfly™ evo 用エクステンダー

バッテリーをループから離れた位置に配置することで、バランスの向上、軽量化、そして一日中快適に使用できるように設計されています。



ループワイプ

レンズコーティングを保護し、最高の光学性能を維持するクリーニングワイプで、ループを常にクリアな状態に保ちましょう。



ループプロテクター

軽量サイドシールドで保護性能を強化。
確実なフィット感、安全性の向上、そして視界の確保を実現します。



ループ用レーザー保護インサート

軽量で目を保護するレーザーインサートクリップインは、ループへの確実な装着と、レーザー専用の確実な保護を実現するように設計されています。

どのようなスタイルがお好みですか？

仕事をしていても、自分らしく。だからこそ私たちは、あなたの個性を表現し、快適に作業できる、幅広い種類のフレームをご用意しました。



Blues

-  ネイビーブルー
-  ブロンズ&ライトブルー
-  ブラック
-  ピンク
-  パープル&グレー
-  ローズゴールド



Indie

-  シャンパン
-  オレンジ・ラバ
-  ミッドナイトブルー
-  ブラック
-  ターコイズ
-  グリーン



Soul

-  ピンク
-  ブラウン&ライトブルー
-  バーガンディー&ゴールド
-  ブラック
-  ターコイズ
-  ホワイトスノー



Jazz

-  レッド&ブラック
-  オレンジ&ブラック
-  ブルー&ブラック
-  グリーン&ブラック
-  ターコイズ&ローズゴールド



Swing

-  ブラック
-  ブルー
-  グラファイト
-  レッド
-  ローズゴールド
-  ホワイト



どのフレームやカラーが自分に合うか迷っていますか？
フレーム試着アプリで、ぜひお試しください！
www.admetec.com/jp/frames





利便性、コンパクト、耐衝撃。

Admetec製品の体験は、診療時間だけにとどまりません。ルーペやライトを安全に保管・保護し、クリニック間で快適に持ち運べるよう、Admetec製品ごとにコンパクトで耐衝撃性に優れたケースをご用意しています。

Butterfly (すべてのモデル)

バッテリー3個|充電パッドとケーブル|ルーペ|ユーザーマニュアル



Orchid (すべてのモデル)

バッテリー2個 | 充電器 | ルーペ | ユーザーマニュアル



Loupes

ストラップ|マイクロファイバークロス|ユーザーマニュアル




Flamingo® カメラ

コントロールユニット | 充電器 | リモコン | アクセサリー

アドメテックを探す どこでも



世界で
50を超える
販売代理店



販売代理店を見つける
admetec.com/jp/distributors

情熱は 細部に宿る





MM4000021 rev.D

We've got **your back.**



✉ info@admetec.com  admetec.com