

Dostrzegać to
czego inni nie mogą.



Ręcznie robione lupy, lampy i kamery

admetec
We've got your back



Dbamy o Twoje plecy

Ręcznie wykonane, niestandardowe lupy Admetec, lampy i kamery

Specjalizujemy się w tworzeniu wyjątkowo lekkich, wygodnych w użyciu i ergonomicznych rozwiązań, które pozwalają skupić się na wydajności, podczas gdy my skupiamy się na komforcie użytkownika.

Nasze ręcznie wykonane lupy, lampy i kamery są projektowane specjalnie dla CIEBIE. Aby to zrobić, bierzemy pod uwagę niepowtarzalną anatomię twarzy, odległość roboczą, styl i osobiste preferencje. Projektowanie produktów zorientowane na użytkownika w połączeniu z wysokiej jakości materiałami i komponentami jest podstawą doskonałości Admetec.

Lupy Galileusza

Lupy Galileusza są niezwykle kompaktowe i lekkie, zapewniając jednocześnie szerokie pole widzenia i doskonałą głębię ostrości. Doskonałe dla specjalistów, którzy chcą zobaczyć szeroki obraz i niekoniecznie potrzebują dużego powiększenia. Nasze lupy Galileusza są dostępne w 3 powiększeniach.

Zaprojektowane z myślą o odległości roboczej z dokładnością do centymetra.



2.5x

Zakres odległości roboczej	Waga
30-60 cm	45 g



2.7x

Zakres odległości roboczej	Waga
30-60 cm	37 g



3.2x

Zakres odległości roboczej	Waga
30-60 cm	37 g

Lupy pryzmatyczne

Lupy pryzmatyczne zapewniają krystaliczny obraz o wiernym odwzorowaniu kolorów oraz szerokie pole widzenia. Teraz dostępne w 4 wersjach powiększenia oraz z ulepszoną ergonomią, zapewniającą większy komfort i lepszą wydajność.

Zaprojektowane z myślą o odległości roboczej z dokładnością do centymetra.



3.8x

Zakres odległości roboczej	Waga
30-70 cm	50 g



4.8x

Zakres odległości roboczej	Waga
30-70 cm	51 g



5.8x

Zakres odległości roboczej	Waga
30-70 cm	50 g



7.2x

Zakres odległości roboczej	Waga
30-70 cm	52 g

Lupy ergonomiczne

Admetec Ergo są dostępne w 6 powiększeniach.

Zaprojektowane z myślą o odległości roboczej z dokładnością do centymetra.



3.0x

Zakres odległości roboczej 35-70 cm Waga 46 g



4.0x

Zakres odległości roboczej 35-70 cm Waga 46 g



5.0x

Zakres odległości roboczej 35-70 cm Waga 48 g



6.0x

Zakres odległości roboczej 35-70 cm Waga 48 g



7.5x

Zakres odległości roboczej 40-70 cm Waga 49 g

Najwyższa dostępna ergonomiczna moc powiększenia zapewniająca precyzyjną dokładność, której potrzebujesz.

10x powiększenie

Zakres odległości roboczej Waga
40-70 cm 52 g

Technologia pryzmatyczna
Ergo opracowana przez
Admetec

Lekkie, poliwęglanowe soczewki
zapewniające trwałość
i doskonały obraz



Soczewki od japońskiego
światowego lidera w produkcji
soczewek szklanych, FUJITOK®

Kluczowe korzyści

3 powiększenia, 1 urządzenie, ta sama postawa.

Doświadcz precyzji jak nigdy dotąd dzięki regulowanym lupom oferującym trzy powiększenia w jednym urządzeniu.

Ergo V™



Waga:
55 g

Powiększenia
3.8x, 5.3x, 7.0x

Zakres roboczy
40-70 cm

Ergo V™ Pro



Waga:
60 g

Powiększenia
5.6x, 7.4x, 10x

Zakres roboczy
40-70 cm



Ergonomiczny design

Lepsza postawa i mniejsze obciążenie



Niezrównana wszechstronność

Płynna zmiana powiększenia



Maksymalny komfort

Lekkość zapewniająca komfortowe użytkowanie

Specyfikacja



Płynna zmiana między trzema powiększeniami w jednym urządzeniu zapewnia najwyższą precyzję, wszechstronność i ergonomiczny komfort.



Problem

Statyczna, często wykrzywiona pozycja powoduje mikrourazy mięśni, stawów i więzadeł. Codzienne uszkodzenia, które powiększają się szybciej, niż ciało jest w stanie je wyleczyć.

Z biegiem czasu te powoli postępujące urazy mogą przekształcić się w skumulowane zaburzenia, powodując przewlekły ból pleców i szyi, który skraca karierę zbyt wielu utalentowanych praktyków.

Rozwiązanie

Lupy Ergo są pierwszymi prawdziwie ergonomicznymi, niestandardowo zaprojektowanymi lupami, które współgrają z biomechaniką ciała.



Wydajne oświetlenie. Ultralekkie. Bezprzewodowe.

Poznaj Butterfly EVO, bezprzewodową serię lamp Admetec, obejmującą dwa modele zaprojektowane z myślą o optymalnej wydajności.

-  **Lekkie**
Ergonomicznie zaprojektowane, aby lekko spoczywać na łupach
-  **Bezprzewodowe**
Swoboda ruchów zwiększa komfort i wydajność
-  **Przyjazne dla użytkownika elementy sterujące**
Prosta obsługa za pomocą pokręteł ON/OFF i intensywności światła
-  **Wskaźnik ładowania**
Zawsze widoczny stan naładowania baterii



Butterfly™ evo

Butterfly łączy skuteczne oświetlenie w ultralekkiej, łatwej w użyciu, bezprzewodowej konfiguracji.

Intensywność	Waga	Czas pracy	Czas ładowania
35 000 lx	23 g	2 godz.	1,25 godz.
Żółty filtr	Baterie	Temp. kolorów	
Zewnętrzny	3 szt.	5750 K	



Butterfly-S™ evo

Butterfly-S zapewnia większą intensywność światła, umożliwiając pracę z większymi powiększeniami.

Intensywność	Waga	Czas pracy	Czas ładowania
55 000 lx	28 g	2 godz.	1,5 godz.
Żółty filtr	Baterie	Temp. kolorów	
Zewnętrzny	3 szt.	5750 K	





Lampy przewodowe



Orchid™

Intensywność	Waga	Czas pracy	Czas ładowania
80 000 lx	9 g	6 godz.	2,5 godz.
Żółty filtr	Baterie	Temp. kolorów	
Zewnętrzny	2 szt.	5750 K	



Orchid-F™

Intensywność	Waga	Czas pracy	Czas ładowania
80 000 lx	10 g	6 godz.	2,5 godz.
Żółty filtr	Baterie	Temp. kolorów	
Wbudowany	2 szt.	5750 K	



Orchid-E™

Intensywność	Waga	Czas pracy	Czas ładowania
150 000 lx	12 g	6 godz.	2,5 godz.
Żółty filtr	Baterie	Temp. kolorów	
Wbudowany	2 szt.	5750 K	



Orchid-S™

Intensywność	Waga	Czas pracy	Czas ładowania
220 000 lx	11 g	4 godz.	2,5 godz.
Żółty filtr	Baterie	Temp. kolorów	
Zewnętrzny	2 szt.	5750 K	



Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego oświetlenia do swoich lup?
Sprawdź nasz poradnik online:
www.admetec.com/pl/how-to-choose-headlight-for-loupes/

admetec flamingo®

Zintegrowana kamera HD i lampa

Flamingo powstała, by to wszystko uprościć. To lekka jak piórko kamera zamontowana na lupach, która pozwala nagrywać, prowadzić zajęcia, transmitować na żywo oraz budować zaufanie pacjentów.





Trudno jest zajrzeć do jamy ustnej pacjenta.
Podzielenie się tym, jest jeszcze trudniejsze.

Dlaczego warto wybrać Flamingo®

- ✓ **Łatwa dokumentacja** – nagrywaj filmy Full HD bez użycia rąk, bezpośrednio z linii wzroku.
- ✓ **Potężne narzędzie dydaktyczne** – transmituj na żywo do studentów lub współpracowników, aby umożliwić naukę w czasie rzeczywistym.
- ✓ **Zaufanie pacjentów** – pokaż pacjentom dokładnie to, co widzisz, i wzmocnij ich zaufanie.

Zaprojektowane do codziennej praktyki

Dentyści i higienistki – dokumentacja, social media, edukacja pacjentów.

Chirurdzy – procedury z przewodnikiem, transmisje z sal, nagrania medyczno-prawne.

Nauczyciele i profesjonaliści – pokazy na żywo, tworzenie kursów, transmisje konferencji.



Funkcje Flamingo®

Funkcja	Korzyść
Ultra lekkie (19 g)	Tylko 19g! Komfort przez cały dzień, lżejsze niż większość lamp do lup
Zintegrowana dioda LED o mocy 60 tys. lux	Mocne, pozbawione cieni oświetlenie
Kamera Full HD 1080p 30 fps	Wyraźne, stabilne nagrania do dokumentacji klinicznej.
Zdalne sterowanie	Pełna kontrola nad kamerą podczas pracy, w tym możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania i zatrzymywania obrazu w celu nauki
Pojedynczy kabel hybrydowy	Prawdziwie bezprzewodowe
Lokalna transmisja Wi-Fi w czasie rzeczywistym	Natychmiastowe udostępnianie na dowolnym komputerze PC lub Mac – bez konieczności połączenia z Internetem
Edycja AI	Funkcja AI Cleanup usuwa wszystkie niepotrzebne fragmenty filmu za pomocą jednego kliknięcia
Wymienne obiektywy (25 mm / 21 mm)	Wybierz wąskie (25 mm) lub szerokie (21 mm) pole widzenia.
Przechowywanie w chmurze	Nie musisz polegać na lokalnej pamięci – wszystkie filmy są bezpiecznie archiwizowane na Twoim koncie, pod Twoją kontrolą.
Do 4 godzin pracy kamery + lampy lub 8 godzin oświetlenia	Dwie baterie z możliwością wymiany podczas pracy pozwalają filmować przez cały dzień.
Super złącze	Obrót o 360° i tryb pionowego nagrywania filmów (format 9:16)
Nagrywanie głosu	Nagrywaj zsynchronizowany dźwięk bezpośrednio aplikacją Flamingo
Oprogramowanie Flamingo	Snapshoty, podstawowa edycja i bezpłatne aktualizacje w zestawie
Kompatybilność z większością marek lup	Adaptory dostępne dla większości marek lup
Bezpieczeństwo danych	Pełna zgodność z wymogami HIPAA i RODO dotyczącymi prywatności pacjentów i ochrony danych







Obiektywy do kamery Flamingo*

Obiektywy 21 mm i 25 mm do bezprzewodowej kamery i oświetlenia Flamingo zostały zaprojektowane w celu optymalizacji precyzji dzięki odpowiednio dobranym polom widzenia.



Flamingo® Remote Control

Łatwo steruj funkcjami nagrywania i kamery za pomocą Flamingo® Remote Control, zapewniając płynniejszy przebieg pracy klinicznej.



Wymienne baterie

Zapewnij nieprzerwane oświetlenie podczas zabiegów. Baterie Admetec® do wszystkich modeli Orchid i Butterfly są teraz dostępne jako osobne akcesorium.



Przedłużka Butterfly™ EVO

Zaprojektowana, aby przenieść akumulator z dala od lup, zapewniając lepsze wyważenie, mniejszy ciężar i większy komfort użytkowania przez cały dzień.



Chusteczki do lup

Zadbaj o krystaliczną czystość swoich lup dzięki chusteczkom czyszczącym, które chronią powłoki soczewek i zapewniają optymalną jakość obrazu.



Ośłony do lup

Zwiększ ochronę dzięki lekkim osłonom bocznym, zaprojektowanym z myślą o pewnym dopasowaniu, dodatkowym bezpieczeństwie i doskonałej widoczności.



Wkładka przed promieniowaniem laserowym

Chroń swoje oczy dzięki lekkim wkładkom ochronnym, zaprojektowanym z myślą o bezpiecznym montażu w lupach i niezawodnej ochronie przed promieniowaniem laserowym.

Wybierz własny styl

W pracy nadal jesteś sobą. Właśnie dlatego zadaliśmy o szeroki wybór oprawek, które pozwolą Ci wyrazić swoją wyjątkową osobowość i pracować w komfortowych warunkach.



Blues

-  Granatowy
-  Brązowy i jasnoniebieski
-  Czarny
-  Różowy
-  Fioletowy i szary
-  Różowe złoto



Indie

-  Szampański
-  Pomarańczowa lawa
-  Ciemnoniebieski
-  Czarny
-  Turkusowy
-  Zielony



Soul

-  Różowy
-  Brązowy i jasnoniebieski
-  Burgund i złoto
-  Czarny
-  Turkusowy
-  Biały śnieg



Jazz

-  Czerwony i czarny
-  Pomarańczowy i czarny
-  Niebieski i czarny
-  Zielony i czarny
-  Turkusowy i różowe złoto



Swing

-  Czarny
-  Niebieski
-  Grafit
-  Czerwony
-  Różowe złoto
-  Biały



Nie wiesz, która oprawka i jaki kolor będą dla Ciebie odpowiednie?
Wypróbuj je dzięki naszej aplikacji do przymierzania oprawek!
www.admetec.com/pl/frames





Wygodne. Kompaktowe. Odporne na wstrząsy

Doświadczenie z Admetec nie kończy się po pracy. Gdzie przechowujesz swoje lupy i lampę? Jak chronisz je podczas transportu między gabinetami? Dlatego każdy zestaw Admetec wyposażony jest w kompaktowe, wygodne i odporne na wstrząsy etui.

Butterfly (wszystkie modele)

3 akumulatory | podkładka ładująca i kabel | lupa | instrukcja



Orchid (wszystkie modele)

2 akumulatory PowerPack | ładowarka | lupa | instrukcja



Lupy

Smycz | ściereczka z mikrofibry | instrukcja



Kamera Flamingo®

Moduł sterujący | Ładowarka | Pilot | Akcesoria

Admetec znajdziesz **Na całym świecie**



Znajdź dystrybutora na
admetec.com/distributors

**Dostrzec pasję
w szczegółach**





MM4000003 rev.C

Dbamy o **Ciebie i Twoje plecy**