

見えないものを見る
その技術(ちから)



手作りのルーペ、ライト、カメラ

admetec
We've got your back



We've got your back.

Admetec が誇る、手作りのオーダーメイド ルーペ、ライト、カメラ。

軽量で使いやすく、人間工学に基づいた設計が、あなたのパフォーマンスを最大限に引き出します。私達は常に快適な使い心地を追求します。

職人の手作業で作り上げたルーペ、ライト、カメラは、あなたのためだけにデザインされています。お客様一人ひとりの顔の構造、作業距離、スタイル、そして個人的な好みに合わせて製作するためです。ユーザー中心の製品設計と高品質の素材とコンポーネントを組み合わせることは、Admetecの卓越した技術を支えています。

ガリレオ式ルーペ

ガリレオ式ルーペは非常にコンパクトで軽量でありながら、広い視野と優れた被写界深度を有しています。高い倍率よりも、視野の広さを重視する医療従事者に最適です。Admetecのガリレオ式ルーペは3つの倍率から選べます。

使い手の作業距離に合わせて、1センチ単位で精密に設計されています。



2.5x

作業距離範囲
30-60 cm

重量
45gr



2.7x

作業距離範囲
30-60 cm

重量
37gr



3.2x

作業距離範囲
30-60 cm

重量
37gr

プリズム式ルーペ

プリズム式ルーペは、視野を狭めることなく高倍率を実現し、端から端まで正確で、非常にクリアな、色も忠実な像を提供します。Admetecのプリズム式ルーペは3つの倍率から選べます。

使い手の作業距離に合わせて、1センチ単位で精密に設計されています。



4.0x

作業距離範囲
35-55 cm

重量
52gr



4.8x

作業距離範囲
35-55 cm

重量
53gr



5.5x

作業距離範囲
35-55 cm

重量
54gr

エルゴ式ルーペ

Admetecのエルゴ式ルーペは、6つの倍率から選べます。
使い手の作業距離に合わせて、1センチ単位で精密に設計されています。



3.0x

作業距離範囲
35-70 cm

重量
46gr



4.0x

作業距離範囲
35-70 cm

重量
46gr



5.0x

作業距離範囲
35-70 cm

重量
48gr



6.0x

作業距離範囲
35-70 cm

重量
48gr



7.5x

作業距離範囲
40-70 cm

重量
49gr

あなたが求めるピンポイントの精度を実現する、
人間工学に基づいた最高倍率。

10倍の倍率

作業距離範囲
40-70 cm

重量
52gr

Admetec によって開発された
Ergo Prism 技術

軽量ポリカーボネートレン
ズで耐久性と上質なイメー
ジを実現



ガラスレンズ製造における日本の
世界的リーダー、FUJITOK®が手掛
けた眼科用レンズ

課題

無理な姿勢を長時間続けると、筋肉、関節、靭帯に小さな損傷が繰り返して起こります。これは体が回復する速度を上回るペースで日々蓄積されていきます。

やがて、こうした小さな損傷が積み重なることで「累積外傷疾患」を引き起こし、多くの有能な医療従事者が慢性的な首や腰の痛みで苦しめ、そのキャリアを左右することさえあります。

ソリューション

エルゴ式ルーペは、体の生体力学的なデザインに逆らうことなく、それに沿って機能する、初めての真に人間工学に基づいたカスタムメイドのルーペです。





ergo vTM

人間工学と汎用性の融合



主な利点

3つの倍率、1つのデバイス、同じ姿勢。

1つのデバイスで3つの倍率を調整でき、これまでにない精密度を体験してください。

Ergo V™



重量

55gr

倍率

3.8x, 5.3x, 7.0x

作業距離

40-70cm

Ergo V™ Pro



重量

60gr

倍率

5.6x, 7.4x, 10x

作業距離

40-70cm



人間工学に基づいたデザイン

負担の少ない姿勢と負担の軽減



比類のない汎用性

倍率をシームレスに切り替え



最高の快適性

軽量で疲労のない使用が可能

仕様



すべての Admetec フレームに対応

Ergo Optics 技術
by Admetec

軽量
アルミニウム
合金

世界をリードするメーカー、FUJITOK®のレンズ



可変倍率技術

3つの倍率を1つのデバイスでシームレスに切り替え、究極の精度、汎用性、人間工学に基づいた快適性を実現。

パワフルな照明。超軽量。ワイヤレス。

Admetecのコードレスヘッドライトシリーズ「Butterfly EVO」をご紹介します。最適な効率性を追求して設計された2つのモデルをラインナップしています。

- ⤿ **軽量**
 人間工学に基づいてデザインされたループに軽くフィット
- ⤿ **コードレス**
 自由な動きで快適性と効率性が向上
- ⤿ **使いやすいコントロール**
 タップコントロールでオン/オフと光量を簡単に制御
- ⤿ **充電インジケータ表示**
 バッテリーの充電状態を常に把握



Butterfly™ EVO

Butterflyは、超軽量で使いやすいワイヤレス構成で効果的な照明を組み合わせています。

強度	重量	実行時間	充電時間
35k LUX (ルクス)	23 gr	2 時間	1.25 時間
イエローフィルター	電池	色温度	
外部フィルタ	3 個	5,750K	



Butterfly-S™ EVO

Butterfly-Sはより強い光強度を誇り、より高い倍率での作業が可能です。

強度	重量	実行時間	充電時間
55k LUX (ルクス)	28 gr	2 時間	1.5 時間
イエローフィルター	電池	色温度	
外部フィルタ	3 個	5,750K	





有線ヘッドライト



Orchid™

強度	重量	実行時間	充電時間
80k LUX (ルクス)	9 gr	6 時間	2.5 時間
イエローフィルター 外部フィルタ	電池 2 個	色温度 5,750K	



Orchid-F™

強度	重量	実行時間	充電時間
80k LUX (ルクス)	10 gr	6 時間	2.5 時間
イエローフィルター 内蔵	電池 2 個	色温度 5,750K	



Orchid-E™

強度	重量	実行時間	充電時間
150k LUX (ルクス)	12 gr	6 時間	2.5 時間
Yellow filter 内蔵	電池 2 個	色温度 5,750K	



Orchid-S™

強度	重量	実行時間	充電時間
220k LUX (ルクス)	11 gr	4 時間	2.5 時間
イエローフィルター 外部フィルタ	電池 2 個	色温度 5,750K	



ルーペに適した照明を選ぶのに役立つヒントが知りたいですか？
オンラインガイドにアクセスする：

www.admetec.com/jp/how-to-choose-headlight-for-loupes/

admetec flamingo™

ルーペ用のワイヤレス医療カメラ。





患者の口の中を見るのは簡単ではありません。
見たものを他の人と共有するのはさらに難しいです。



多くの方は、自分にとって大切な出来事を記録することを好みます。情熱的な医療従事者が自身の仕事を記録したいと考えるのには、多くの理由があります。



簡単なドキュメント作成

手順中のライブドキュメントを簡素化し、明確で瞬時のビジュアル共有を実現。

教育ツール

動的な指導補助として機能し、同僚や学生にリアルタイムでデモンストレーションを行い、学習体験を向上させる。

信頼の構築

患者の信頼を築き、歯科治療における最先端の技術的権威として実践を位置づける。

Flamingo™ の特長

ワイヤレスカメラとヘッドライト

「Flamingo」は、60,000ルクスの照明と内蔵のフルHDカメラ(1080p | 30fps)を組み合わせています。これにより、照明された領域と完璧に一致した、シャープで影のない映像を撮影します。

超軽量-わずか19グラム!

ルーペメーカーとして、私たちは1グラムの重さが重要であることを理解しています。だからこそ、「Flamingo」は、ルーペの一部となるように、超軽量かつ人間工学に基づいて設計されました。

独自の作業距離に焦点を合わせる

Flamingoは、お客様一人ひとりの作業距離に合わせて手動で焦点を合わせる機能を備えています。オートフォーカスの重さや違和感なく、使用中も常に鮮明な映像を維持します。快適性、明瞭性、不快感のない設計となっています。

自由な移動

AdmetecのPowerpack/バッテリーは、単一のケーブルで自由に使えます。Flamingoにはバッテリーが2個付属しており、片方を充電しながらもう片方を使用できるため、中断することなく作業できます。

Flamingoの使用方法に応じたバッテリー駆動時間:

光源またはカメラとしてのみ:8時間
カメラとライト:4時間

WiFiを介したリアルタイムブロードキャスト

FlamingoはPCにワイヤレスで映像をストリーミング配信します。これにより、あなたの作業を同僚や学生向けのリアルタイムのデモンストレーションに変えることができます。

Admetec独自のソフトウェア

当社のソフトウェアは、高品質の画面キャプチャ、自動ソフトウェア更新を含むビデオ編集を可能にします。



どのようなスタイルがお好みですか？

仕事をしていても、自分らしく。だからこそ私たちは、あなたの個性を表現し、快適に作業できる、幅広い種類のフレームをご用意しました。



Blues

-  ネイビーブルー
-  ブロンズ&ライトブルー
-  ブラック
-  ピンク
-  パープル&グレー
-  ローズゴールド



Indie

-  シャンパン
-  オレンジ・ラバ
-  ミッドナイトブルー
-  ブラック
-  ターコイズ
-  グリーン



Soul

-  ピンク
-  ブラウン&ライトブルー
-  バーガンディー&ゴールド
-  ブラック
-  ターコイズ
-  ホワイトスノー



Jazz

-  レッド&ブラック
-  オレンジ&ブラック
-  ブルー&ブラック
-  グリーン&ブラック
-  ターコイズ&ローズゴールド



Swing

-  ブラック
-  ブルー
-  グラファイト
-  レッド
-  ローズゴールド
-  ホワイト



Progear®

-  レッド&メタリックブラウン
-  ディープグリーン&ホワイト
-  ホワイト&ブルー
-  ブラック



Bollé®

-  ガン・ブラウン





利便性、コンパクト、耐衝撃。

Admetec製品の体験は、診療時間だけにとどまりません。ルーペやライトを使わないときはどうしますか？どこに置きますか？そして、どうやって長期的に良い状態を保ちますか？複数のクリニックで働く場合、どのようにルーペやライトを持ち運びますか？私たちは、そうした疑問に応えるために、それぞれのAdmetec製品に合わせた、便利でコンパクトな耐衝撃ケースをデザインしました。

Butterfly (すべてのモデル)

バッテリー3個|充電パッドとケーブル|ルーペ|ユーザーマニュアル



Orchid (すべてのモデル)

バッテリー2個 | 充電器 | ルーペ | ユーザーマニュアル

Loupes

ストラップ|マイクロファイバークロス|ユーザーマニュアル



アドメテックを探す どこでも



世界で
50を超える
販売代理店



販売代理店を見つける
admetec.com/jp/distributors

情熱は 細部に宿る





We've got **your back.**

Admetecは、職人による手作業のオーダーメイドルーペ、LEDヘッドライト、そしてカメラ一体型ヘッドライトの設計、開発、製造、販売を手掛けています。私たちは、軽量で使いやすく、人間工学に基づいた製品づくりを専門としています。お客様が業務に集中できるように、最高の快適性を追求しています。

MM4000021 rev.A



admetec
We've got your back

+972-4-989-0747 info@admetec.com admetec.com