

Dostrzegać to
czego inni nie mogą.



Ręcznie robione lupy, lampy i kamery

admetec
We've got your back



We've got your back.

Ręcznie wykonane, niestandardowe lupy Admetec, lampy i kamery

Specjalizujemy się w tworzeniu wyjątkowo lekkich, wygodnych w użyciu i ergonomicznych rozwiązań, które pozwalają skupić się na wydajności, podczas gdy my skupiamy się na komforcie użytkownika.

Nasze ręcznie wykonane lupy, lampy i kamery są projektowane specjalnie dla CIEBIE. Aby to zrobić, bierzemy pod uwagę niepowtarzalną anatomię twarzy, odległość roboczą, styl i osobiste preferencje. Projektowanie produktów zorientowane na użytkownika w połączeniu z wysokiej jakości materiałami i komponentami jest podstawą doskonałości Admetec.

Lupy Galileusza

Lupy Galileusza są niezwykle kompaktowe i lekkie, zapewniając jednocześnie szerokie pole widzenia i doskonałą głębię ostrości. Doskonałe dla specjalistów, którzy chcą zobaczyć szeroki obraz i niekoniecznie potrzebują dużego powiększenia. Nasze lupy Galileusza są dostępne w 3 powiększeniach.

Zaprojektowane z myślą o odległości roboczej z dokładnością do centymetra.



2.5x

Zakres odległości roboczej	Waga
30-60 cm	45 g



2.7x

Zakres odległości roboczej	Waga
30-60 cm	37 g



3.2x

Zakres odległości roboczej	Waga
30-60 cm	37 g

Lupy pryzmatyczne

Lupy pryzmatyczne oferują większe powiększenie bez zmniejszania pola widzenia oraz precyzyjny, krystalicznie czysty i odzwierciedlający kolory obraz. Nasze lupy pryzmatyczne są dostępne w 3 powiększeniach.

Zaprojektowane z myślą o odległości roboczej z dokładnością do centymetra.



4.0x

Zakres odległości roboczej	Waga
35-55 cm	52 g



4.8x

Zakres odległości roboczej	Waga
35-55 cm	53 g



5.5x

Zakres odległości roboczej	Waga
35-55 cm	54 g

Lupy ergonomiczne

Admetec Ergo są dostępne w 6 powiększeniach.

Zaprojektowane z myślą o odległości roboczej z dokładnością do centymetra.



3.0x

Zakres odległości roboczej	Waga
35-70 cm	46 g



4.0x

Zakres odległości roboczej	Waga
35-70 cm	46 g



5.0x

Zakres odległości roboczej	Waga
35-70 cm	48 g



6.0x

Zakres odległości roboczej	Waga
35-70 cm	48 g



7.5x

Zakres odległości roboczej	Waga
40-70 cm	49 g

Najwyższa dostępna ergonomiczna moc powiększenia zapewniająca precyzyjną dokładność, której potrzebujesz.

10x powiększenie

Zakres odległości roboczej Waga
40-70 cm 52 g

Technologia pryzmatyczna
Ergo opracowana przez
Admetec

Lekkie, poliwęglanowe soczewki
zapewniające trwałość
i doskonały obraz



Soczewki od japońskiego
światowego lidera w produkcji
soczewek szklanych, FUJITOK®

Problem

Statyczna, często wykrzywiona pozycja powoduje mikrourazy mięśni, stawów i więzadeł. Codzienne uszkodzenia, które powiększają się szybciej, niż ciało jest w stanie je wyleczyć.

Z biegiem czasu te powoli postępujące urazy mogą przekształcić się w skumulowane zaburzenia, powodując przewlekły ból pleców i szyi, który skraca karierę zbyt wielu utalentowanych praktyków.

Rozwiązanie

Lupy Ergo są pierwszymi prawdziwie ergonomicznymi, niestandardowo zaprojektowanymi lupami, które współgrają z biomechaniką ciała.



Bez lup



Regularne lupy



Lupy Ergo



ergoVTM

Ergonomia i wszechstronność



Kluczowe korzyści

3 powiększenia, 1 urządzenie, ta sama postawa.

Doświadcz precyzji jak nigdy dotąd dzięki regulowanym lupom oferującym trzy powiększenia w jednym urządzeniu.

Ergo V™



Waga:
55 g

Powiększenia
3.8x, 5.3x, 7.0x

Zakres roboczy
40-70 cm

Ergo V™ Pro



Waga:
60 g

Powiększenia
5.6x, 7.4x, 10x

Zakres roboczy
40-70 cm



Ergonomiczny design

Lepsza postawa i mniejsze obciążenie



Niezrównana wszechstronność

Płynna zmiana powiększenia



Maksymalny komfort

Lekkość zapewniająca komfortowe użytkowanie

Specyfikacja



Płynna zmiana między trzema powiększeniami w jednym urządzeniu zapewnia najwyższą precyzję, wszechstronność i ergonomiczny komfort.

Wydajne oświetlenie. Ultralekkie. Bezprzewodowe.

Poznaj Butterfly EVO, bezprzewodową serię lamp Admetec, obejmującą dwa modele zaprojektowane z myślą o optymalnej wydajności.

-  **Lekkie**
Ergonomicznie zaprojektowane, aby lekko spoczywać na łupach
-  **Bezprzewodowe**
Swoboda ruchów zwiększa komfort i wydajność
-  **Przyjazne dla użytkownika elementy sterujące**
Prosta obsługa za pomocą pokręteł ON/OFF i intensywności światła
-  **Wskaźnik ładowania**
Zawsze widoczny stan naładowania baterii



Butterfly™ evo

Butterfly łączy skuteczne oświetlenie w ultralekkiej, łatwej w użyciu, bezprzewodowej konfiguracji.

Intensywność	Waga	Czas pracy	Czas ładowania
35 000 lx	23 g	2 godz.	1,25 godz.
Żółty filtr	Baterie	Temp. kolorów	
Zewnętrzny	3 szt.	5750 K	



Butterfly-S™ evo

Butterfly-S zapewnia większą intensywność światła, umożliwiając pracę z większymi powiększeniami.

Intensywność	Waga	Czas pracy	Czas ładowania
55 000 lx	28 g	2 godz.	1,5 godz.
Żółty filtr	Baterie	Temp. kolorów	
Zewnętrzny	3 szt.	5750 K	





Lampy przewodowe



Orchid™

Intensywność	Waga	Czas pracy	Czas ładowania
80 000 lx	9 g	6 godz.	2,5 godz.
Żółty filtr	Baterie	Temp. kolorów	
Zewnętrzny	2 szt.	5750 K	



Orchid-F™

Intensywność	Waga	Czas pracy	Czas ładowania
80 000 lx	10 g	6 godz.	2,5 godz.
Żółty filtr	Baterie	Temp. kolorów	
Wbudowany	2 szt.	5750 K	



Orchid-E™

Intensywność	Waga	Czas pracy	Czas ładowania
150 000 lx	12 g	6 godz.	2,5 godz.
Żółty filtr	Baterie	Temp. kolorów	
Wbudowany	2 szt.	5750 K	



Orchid-S™

Intensywność	Waga	Czas pracy	Czas ładowania
220 000 lx	11 g	4 godz.	2,5 godz.
Żółty filtr	Baterie	Temp. kolorów	
Zewnętrzny	2 szt.	5750 K	



Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego oświetlenia do swoich lup?
Sprawdź nasz poradnik online:
www.admetec.com/how-to-choose-headlight-for-loupes/

admetec flamingo™

Bezprzewodowa kamera medyczna do lup





Zajrzenie do jamy ustnej pacjenta jest trudne, a jeszcze trudniejsze jest podzielenie się tym, co widzisz z kimś innym.



Większość ludzi uwielbia dokumentować rzeczy, które mają dla nich znaczenie. Specjaliści mają wiele powodów do rejestrowania swojej pracy:



Łatwa dokumentacja

Upraszcza dokumentację na żywo podczas procedur, zapewniając przejrzyste, natychmiastowe udostępnianie.

Narzędzie dydaktyczne

Dynamiczna pomoc w nauczaniu, umożliwiającą demonstracje w czasie rzeczywistym dla kolegów i studentów, zwiększająca doświadczenie edukacyjne.

Budowanie zaufania

Buduje zaufanie pacjentów i pozycjonuje Twoją praktykę jako najnowocześniejszy, zaawansowany technologicznie gabinet.

Cechy Flamingo™

Bezprzewodowa kamera i lampa

Flamingo łączy oświetlenie 60 000 lx z wbudowaną kamerą Full HD (1080p | 30fps), rejestrując ostry, pozbawiony cieni materiał filmowy idealnie dopasowany do oświetlanego obszaru.

Niezwykle lekka: zaledwie 19 gramów!

Jako producent lup wiemy, że każdy gram ma znaczenie. Dlatego zaprojektowaliśmy Flamingo, aby był ultralekkim, ergonomicznym przedłużeniem lupy.

Ostrość ustawiona na wybraną odległość roboczą

Flamingo oferuje ręczne ustawianie ostrości w zależności od odległości roboczej, zachowując ostrość przez cały czas użytkowania bez ciężaru i dezorientacji związanej z automatycznym ustawianiem ostrości. Zostały zaprojektowane z myślą o komforcie, przejrzystości i braku zakłóceń.

Nieograniczony ruch

PowerPack zapewnia swobodę ruchu za pomocą jednego kabla. Flamingo jest dostarczany z 2 bateriami, możesz ładować jedną i korzystać z drugiej.

Czas pracy baterii zależy od sposobu korzystania z Flamingo:

Tylko jako źródło światła lub kamera: 8 godzin

Kamera i światło: 4 godziny

Transmisja w czasie rzeczywistym przez WiFi

Bezprzewodowa transmisja projektów Flamingo bezpośrednio do komputera, zmienia objaśnienia tego, co robisz, w demonstrację na żywo dla kolegów i studentów.

Oprogramowanie Admetec

Nasze oprogramowanie umożliwia edycję wideo, w tym wykonywanie wysokiej jakości zrzutów ekranu i automatyczne aktualizacje.



Wybierz własny styl

W pracy nadal jesteś sobą. Właśnie dlatego zadaliśmy o szeroki wybór oprawek, które pozwolą Ci wyrazić swoją wyjątkową osobowość i pracować w komfortowych warunkach.



Blues

-  Granatowy
-  Brązowy i jasnoniebieski
-  Czarny
-  Różowy
-  Fioletowy i szary
-  Różowe złoto



Indie

-  Szampański
-  Pomarańczowa lawa
-  Ciemnoniebieski
-  Czarny
-  Turkusowy
-  Zielony



Soul

-  Różowy
-  Brązowy i jasnoniebieski
-  Burgund i złoto
-  Czarny
-  Turkusowy
-  Biały śnieg



Jazz

-  Czerwony i czarny
-  Pomarańczowy i czarny
-  Niebieski i czarny
-  Zielony i czarny
-  Turkusowy i różowe złoto



Swing

-  Czarny
-  Niebieski
-  Grafit
-  Czerwony
-  Różowe złoto
-  Biały



Progear®

-  Czerwony i metaliczny brąz
-  Głęboka zieleń i biel
-  Biały i niebieski
-  Czarny



Bollé®

-  Metaliczny brązowy





Wygodne. Kompaktowe. Odporne na wstrząsy

Doświadczenie z Admetec wykracza poza godziny pracy. Co się dzieje, gdy nie pracujesz z lupami i lampami? Gdzie je odkładasz? Jak je chronić i utrzymywać w dobrej kondycji przez długi czas? Jeśli pracujesz w więcej niż jednej klinice, w jaki sposób transportujesz lupy i lampę tam i z powrotem? Dlatego zaprojektowaliśmy wygodne, kompaktowe, odporne na wstrząsy etui dla każdego zestawu produktów Admetec.

Butterfly (wszystkie modele)

3 akumulatory | podkładka ładująca i kabel | lupa | instrukcja



Orchid (wszystkie modele)

2 akumulatory PowerPack | ładowarka | lupa | instrukcja

Lupy

Smycz | ściereczka z mikrofibry | instrukcja



Admetec znajdziesz
Na całym świecie



**PONAD 50
DYSTRYBUTORÓW
NA ŚWIECIE**



Znajdź dystrybutora na
admetec.com/pl/distributors

**Dostrzec pasję
w szczegółach**





Dbamy o Ciebie i Twoje plecy

Admetec projektuje, opracowuje, produkuje i dystrybuje ręcznie wykonane, niestandardowe lupy powiększające i lampy LED, a także zintegrowaną kamerę i lampę. Specjalizujemy się w tworzeniu produktów, które są wyjątkowo lekkie, wygodne w użyciu i ergonomiczne. Dzięki temu możesz skupić się na działaniu, podczas gdy my skupiamy się na Twoim komforcie.



admetec
We've got your back

+972-4-989-0747 info@admetec.com admetec.com