

El arte de ver lo que
otros no pueden.



Lupas, luces y cámara hechas a mano

admetec
We've got your back



We've got your back.

Lupas, luces y cámara hechas a mano de Admetec, diseñadas a medida

Nos especializamos en crear soluciones extremadamente ligeras, cómodas de usar y ergonómicas, permitiéndote concentrarte en ser eficaz mientras nosotros nos enfocamos en tu comodidad.

Nuestras lupas, luces y cámaras artesanales están diseñadas a tu medida. Para ello, tomamos en consideración tu estructura facial única, distancia de trabajo, estilo y preferencias personales. El diseño de producto centrado en el usuario, combinado con materiales y componentes de alta calidad, es la base de la excelencia de Admetec.

Lupas Galileas

Las lupas Galileas son extremadamente compactas y ligeras, al tiempo que aseguran un amplio campo de visión y una excelente profundidad de campo. Ideales para profesionales que desean ver la imagen completa y no necesitan alta magnificación. Nuestras lupas Galileas vienen en 3 aumentos.

Diseñadas específicamente para tu distancia de trabajo, al centímetro.



2.5x

Distancia de trabajo
30-60 cm

Peso
45 g



2.7x

Distancia de trabajo
30-60 cm

Peso
37 g



3.2x

Distancia de trabajo
30-60 cm

Peso
37 g

Lupas Prismáticas

Las lupas prismáticas ofrecen un aumento superior sin reducir el campo de visión, y una imagen precisa, nítida de borde a borde, clara y fiel al color. Nuestras lupas prismáticas vienen en 3 aumentos.

Diseñadas específicamente para tu distancia de trabajo, al centímetro.



4.0x

Distancia de trabajo
35-55 cm

Peso
52 g



4.8x

Distancia de trabajo
35-55 cm

Peso
53 g



5.5x

Distancia de trabajo
35-55 cm

Peso
54 g

Lupas Ergonómicas

Admetec Ergo está disponible en 6 aumentos.

Diseñadas específicamente para tu distancia de trabajo, al centímetro.



3.0x

Distancia de trabajo
35-70 cm

Peso
46 g



4.0x

Distancia de trabajo
35-70 cm

Peso
46 g



5.0x

Distancia de trabajo
35-70 cm

Peso
48 g



6.0x

Distancia de trabajo
35-70 cm

Peso
48 g



7.5x

Distancia de trabajo
40-70 cm

Peso
49 g

La mayor potencia ergonómica de aumento disponible para la precisión exacta que necesitas.

10x potencia de aumento

Distancia de trabajo
40-70 cm

Peso
52 g

Tecnología Ergo Prism
desarrollada por Admetec

Lentes de policarbonato
ligeras para mayor durabilidad
e imagen premium



Lentes oculares del líder mundial
japonés en fabricación de lentes
de vidrio, FUJITOK®


El problema

Una postura estática y, a menudo, forzada provoca microtraumatismos en músculos, articulaciones y ligamentos: daños diarios que progresan más rápido de lo que el cuerpo puede sanar.

Con el tiempo, estas lesiones de progresión lenta pueden convertirse en un trastorno por trauma acumulativo, resultando en dolor crónico de espalda y cuello que afecta, e incluso acorta, las carreras de demasiados profesionales talentosos.

Nuestra solución

Ergo Loupes son las primeras lupas verdaderamente ergonómicas, diseñadas a medida para trabajar con la biomecánica natural del cuerpo en lugar de contra ella.





ergo v™

Ergonomía y versatilidad



Beneficios clave

3 aumentos, 1 dispositivo, misma postura.

Experimenta la precisión como nunca antes con lupas ajustables que ofrecen tres aumentos en un solo dispositivo.

Ergo V™



Peso
55 g

Aumentos
3.8x, 5.3x, 7.0x

Distancia de trabajo
40-70 cm

Ergo V™ Pro



Peso
60 g

Aumentos
5.6x, 7.4x, 10x

Distancia de trabajo
40-70 cm



Diseño ergonómico

Postura superior y reducción de tensión



Versatilidad incomparable

Cambia la magnificación sin esfuerzo



Máxima comodidad

Ligero para un uso sin fatiga

Especificaciones



Iluminación potente. Ultraligera. Inalámbrica.

Descubre Butterfly EVO, la serie de luces frontales sin cable de Admetec, con dos modelos diseñados para máxima eficiencia.

Ligera

Diseñada ergonómicamente para descansar suavemente sobre tus lupas

Inalámbrica

Libertad de movimiento que incrementa comodidad y eficiencia

Controles fáciles de usar

Operación simple con controles táctiles para encendido/apagado e intensidad de luz

Indicador de carga

Siempre sabrás el estado de carga de tu batería



Butterfly™ evo

Butterfly combina iluminación efectiva en una configuración ultraligera, fácil de usar e inalámbrica.

Intensidad	Peso	Duración	Tiempo de carga
35k LUX	23 g	2 hrs	1,25 hrs
Filtro amarillo	Baterías	Temp de color	
Filtro externo	3 uds	5,750K	



Butterfly-S™ evo

Butterfly-S proporciona una intensidad de luz más potente para trabajar con mayores aumentos.

Intensidad	Peso	Duración	Tiempo de carga
55k LUX	28 g	2 hrs	1,5 hrs
Filtro amarillo	Baterías	Temp de color	
Filtro externo	3 uds	5,750K	





Luces frontales con cable



Orchid™

Intensidad	Peso	Duración	Tiempo de carga
80k LUX	9 g	6 hrs	2.5 hrs
Filtro amarillo	Baterías	Temp de color	
Filtro externo	2 uds	5,750K	



Orchid-F™

Intensidad	Peso	Duración	Tiempo de carga
80k LUX	10 g	6 hrs	2.5 hrs
Filtro amarillo	Baterías	Temp de color	
Built-in	2 uds	5,750K	



Orchid-E™

Intensidad	Peso	Duración	Tiempo de carga
150k LUX	12 g	6 hrs	2.5 hrs
Filtro amarillo	Baterías	Temp de color	
Built-in	2 uds	5,750K	



Orchid-S™

Intensidad	Peso	Duración	Tiempo de carga
220k LUX	11 g	4 hrs	2.5 hrs
Filtro amarillo	Baterías	Temp de color	
Filtro externo	2 uds	5,750K	



¿Necesitas ayuda para elegir la luz adecuada para tus lupas?
Visita nuestra guía en línea:
www.admetec.com/how-to-choose-headlight-for-loupes/

admetec flamingo™

Cámara médica inalámbrica para lupas





Ver el interior de la boca de un paciente es complicado.
Compartir lo que ves con alguien más lo es aún más.



A la mayoría de las personas les encanta documentar lo que les importa. Los médicos apasionados tienen muchas razones para querer grabar su trabajo:



Documentación sencilla

Facilita la documentación en vivo durante los procedimientos, asegurando una visualización clara e instantánea.

Herramienta docente

Funciona como una ayuda dinámica para la enseñanza, permitiendo demostraciones en tiempo real a colegas y estudiantes, mejorando la experiencia de aprendizaje.

Genera confianza

Fortalece la confianza del paciente y posiciona tu práctica como una autoridad de vanguardia y tecnológica en el cuidado dental.

Características de Flamingo™

☺ Cámara inalámbrica y luz frontal

Flamingo combina iluminación de 60K LUX con una cámara Full HD integrada (1080p 30fps), capturando imágenes nítidas y sin sombras perfectamente alineadas con el área iluminada.

☺ Ultraligero: ¡solo 19 gramos!

Como fabricantes de lupas, sabemos que cada gramo cuenta, por eso hicimos que Flamingo fuera una extensión ergonómica y ultraligera de tus lupas.

☺ Enfoque ajustado a tu distancia de trabajo única

Flamingo cuenta con enfoque manual ajustado a tu distancia de trabajo, manteniéndose nítido durante todo el uso sin el peso ni la desorientación del autoenfoque. Está diseñado para comodidad, claridad y cero distracciones.

☺ Movimiento sin restricciones

La batería PowerPack de Admetec ofrece libertad con un solo cable. Flamingo incluye dos baterías: utiliza una mientras la otra se carga para un rendimiento ininterrumpido.

Duración de la batería según el uso de Flamingo:

Solo como fuente de luz o como cámara: 8 horas

Cámara y luz: 4 horas

☺ Transmisión en tiempo real vía WiFi

Flamingo transmite de forma inalámbrica a tu computadora, convirtiendo tu trabajo en demostraciones en tiempo real para colegas y estudiantes.

☺ Software propio de Admetec

Nuestro software permite la edición de video, la captura de imágenes de alta calidad y actualizaciones automáticas del software.



¿Qué estilo encaja mejor contigo?

Sigues siendo TÚ mientras trabajas. Por eso nos aseguramos de ofrecer una amplia variedad de monturas que te permitan expresar tu personalidad única y trabajar cómodamente.



Blues

-  Azul marino
-  Bronce y Azul claro
-  Negro
-  Rosa
-  Morado y Gris
-  Oro rosa



Indie

-  Champagne
-  Naranja lava
-  Azul medianoche
-  Negro
-  Turquesa
-  Verde



Soul

-  Rosa
-  Marrón y Azul claro
-  Burdeos y Dorado
-  Negro
-  Turquesa
-  Blanco nieve



Jazz

-  Rojo y Negro
-  Naranja y Negro
-  Azul y Negro
-  Verde y Negro
-  Turquesa y Oro rosa



Swing

-  Negro
-  Azul
-  Grafito
-  Rojo
-  Oro rosa
-  Blanco



Progear®

-  Rojo y Marrón metálico
-  Verde oscuro y Blanco
-  Blanco y Azul
-  Negro



Bollé®

-  Marrón goma





Conveniente. Compacto. A prueba de golpes.

Tu experiencia con Admetec se extiende más allá del horario laboral. ¿Qué pasa cuando no estás trabajando con tus lupas y luz? ¿Dónde las colocas? ¿Cómo las proteges y mantienes en buen estado con el tiempo? Si trabajas en más de una clínica, ¿cómo llevas tus lupas y luz de un lugar a otro? Por eso diseñamos estuches convenientes, compactos y a prueba de golpes para cada conjunto de productos Admetec.

Butterfly (todos los modelos)

3 Baterías | Base de carga y cable | Lupas | Manual de usuariol



Orchid (todos los modelos)

2 PowerPacks | Cargador | Lupas | Manual de usuariol

Lupas


Lanyard | Paño de microfibra | Manual de usuariol



Encuentra Admetec
en todas partes.



**MÁS DE 50
DISTRIBUIDORES
EN TODO EL MUNDO**



Encuentra tu distribuidor en
admetec.com/distributors

**Viendo la pasión
en los detalles**





We've got **your back.**

Admetec diseña, desarrolla, fabrica y distribuye lupas de aumento hechas a mano y a medida, así como luces LED, además de una cámara integrada con luz. Nos especializamos en crear productos excepcionalmente ligeros, fáciles de usar y ergonómicos, que te permiten concentrarte en ser eficaz mientras nosotros nos centramos en tu comodidad.



admetec
We've got your back

+972-4-989-0747 info@admetec.com admetec.com

MM40000001 rev.F