

精湛技艺  
见人所未见



手工打造的放大镜、头灯与相机系统

**admetec**  
我们始终是您坚实的后盾







# 我们始终是您坚实的后盾。

## Admetec 纯手工打造、量身定制的放大镜、头灯与相机设备

我们专注于打造极致轻盈、操作便捷、符合人体工学的解决方案,让您全心专注于诊疗实效,而我们则为您的舒适体验保驾护航。

我们手工打造的放大镜、头灯与相机系统,皆为量身定制。为此,我们会综合考虑您独特的面部结构、工作距离、审美风格以及个人偏好。以用户为中心的产品设计,结合高品质的材料与组件,共同铸就了Admetec的卓越品质。

## 伽利略式放大镜

伽利略式放大镜结构极其紧凑、佩戴轻盈,同时能确保开阔的视野与卓越的景深表现。特别适合追求大范围视野,而非极高放大倍率的医疗从业者。我们的伽利略式放大镜提供 3 种放大倍率选择。

根据您的工作距离精准设计,精度可达厘米级。



2.5x

工作距离范围  
30-60 cm

重量  
45gr



2.7x

工作距离范围  
30-60 cm

重量  
37gr



3.2x

工作距离范围  
30-60 cm

重量  
37gr



## 棱镜式放大镜

棱镜式放大镜可带来清晰通透、色彩保真的放大成像,同时具备宽广的视野。  
现提供4种放大倍率,并采用改良的人体工学设计,进一步提升佩戴舒适度与操作性能。

根据您的工作距离精准设计,精度可达厘米级。



3.8x

工作距离范围  
30-70 cm

重量  
50gr



4.8x

工作距离范围  
30-70 cm

重量  
51gr



5.8x

工作距离范围  
30-70 cm

重量  
50gr



7.2x

工作距离范围  
30-70 cm

重量  
52gr



人体工学放大镜

Admetec Ergo系列提供6种放大倍率选择。  
根据您的工作距离精准设计,精度可达厘米级。



3.0x

工作距离范围  
35-70 cm

重量  
46gr



4.0x

工作距离范围  
35-70 cm

重量  
46gr



5.0x

工作距离范围  
35-70 cm

重量  
48gr



6.0x

工作距离范围  
35-70 cm

重量  
48gr



7.5x

工作距离范围  
40-70 cm

重量  
49gr



业内人体工学设计可实现的最高放大倍率,助您实现毫米之间的精准操作。

## 10x 放大倍率

工作距离范围

40-70 cm

重量

52gr

Admetec自主研发的Ergo  
棱镜技术

轻质聚碳酸酯镜片,坚固耐用,  
成像品质卓越



目镜采用全球光学玻璃制造领军企业  
日本FUJITOK©出品的镜片

# 核心优势

一台设备, 三种放大倍率, 姿势始终如一。

多倍率可调式放大镜, 在一台设备上集三种放大倍率于一身, 为您带来前所未有的精准体验。

## Ergo V™



重量:

55gr

放大倍率

3.8x、5.3x、7.0x

工作距离

40-70 cm

## Ergo V™ Pro



重量:

60gr

放大倍率

5.6x、7.4x、10x

工作距离

40-70 cm



### 人体工学设计

改善诊疗姿势, 减轻身体负担



### 卓越的多功能性

无缝切换放大倍率



### 极致舒适体验

轻盈设计, 久戴不累



# 技术规格

适配Admetec  
全系列镜架

Admetec研发的  
Ergo光学技术

轻盈的铝合  
金材质

7.0x

admetec

7.0x 5.3x 3.8x

镜片由全球顶尖制造商  
FUJITOK© 出品

PATENT PENDING

✓

PATENT PENDING

可变  
倍率技术

一台设备即可实现三种放大倍率的无缝切换, 成就极致精准、灵活  
多用且舒适的人体工学体验。







## 问题

长期保持静态、往往又是扭曲的姿势, 会给肌肉、关节和韧带造成微损伤。这种日复一日的损耗, 其速度远超身体的自我修复能力。

久而久之, 这些缓慢积累的损伤会演变为累积性劳损。由此引发的慢性颈背疼痛, 会影响——甚至过早终结——众多优秀从业者的职业生涯。

## 解决方案

Ergo系列放大镜是首款真正符合人体工学、量身定制的放大镜, 其设计顺应人体的生物力学机制, 而非与其背道而驰。



无放大镜



普通放大镜



人体工学放大镜

强劲照明。极致轻盈。无线缆牵绊。

欢迎了解 Butterfly EVO—Admetec 无线头灯系列，包含两款专为实现极致使用效率而设计的型号。

- 轻盈质感**  
采用人体工学设计，轻巧地安装在您的放大镜上
- 无线设计**  
自由移动，提升操作舒适度与诊疗效率
- 操作简便**  
人性化控制设计，通过触控即可轻松开关并调节光照强度
- 电量显示**  
配备充电指示灯，随时掌握电池状态



Butterfly™ evo

Butterfly将高效照明与超轻量化、操作便捷的无线设计融为一体

| 光照强度    | 重量    | 运行时间   | 充电时长     |
|---------|-------|--------|----------|
| 35k LUX | 23 gr | 2 hrs  | 1.25 hrs |
| 黄色滤光片   | 电池    | 色温     |          |
| 外置式滤光片  | 3 pcs | 5,750K |          |



Butterfly-S™ evo

Butterfly-S提供 stronger 的光照强度，助您在更高倍率下高效工作

| 光照强度    | 重量    | 运行时间   | 充电时长    |
|---------|-------|--------|---------|
| 55k LUX | 28 gr | 2 hrs  | 1.5 hrs |
| 黄色滤光片   | 电池    | 色温     |         |
| 外置式滤光片  | 3 pcs | 5,750K |         |











## 有线头灯



### Orchid™

|         |       |        |         |
|---------|-------|--------|---------|
| 光照强度    | 重量    | 运行时间   | 充电时长    |
| 80k LUX | 9 gr  | 6 hrs  | 2.5 hrs |
| 黄色滤光片   | 电池    | 色温     |         |
| 外置式滤光片  | 2 pcs | 5,750K |         |



### Orchid-F™

|         |       |        |         |
|---------|-------|--------|---------|
| 光照强度    | 重量    | 运行时间   | 充电时长    |
| 80k LUX | 10 gr | 6 hrs  | 2.5 hrs |
| 黄色滤光片   | 电池    | 色温     |         |
| 内置式     | 2 pcs | 5,750K |         |



### Orchid-E™

|          |       |        |         |
|----------|-------|--------|---------|
| 光照强度     | 重量    | 运行时间   | 充电时长    |
| 150k LUX | 12 gr | 6 hrs  | 2.5 hrs |
| 黄色滤光片    | 电池    | 色温     |         |
| 内置式      | 2 pcs | 5,750K |         |



### Orchid-S™

|          |       |        |         |
|----------|-------|--------|---------|
| 光照强度     | 重量    | 运行时间   | 充电时长    |
| 220k LUX | 11 gr | 4 hrs  | 2.5 hrs |
| 黄色滤光片    | 电池    | 色温     |         |
| 外置式滤光片   | 2 pcs | 5,750K |         |



需要为您选配合适的放大镜光源吗？  
请访问我们的在线指南：

[www.admetec.com/how-to-choose-headlight-for-loupes/](http://www.admetec.com/how-to-choose-headlight-for-loupes/)

# admetec flamingo<sup>®</sup>

## 一体化高清相机与头灯

Flamingo的设计宗旨是让一切变得简单。这款放大镜搭载式相机轻盈如羽，助您轻松完成诊疗记录、教学演示、实时直播，同时建立患者信任。







看清患者口腔内部并非易事。  
而分享您的所见更是难上加难。

## 选择Flamingo的理由

- ✓ **轻松记录**—以您的第一视角免手持录制全高清视频。
- ✓ **强大的教学工具**—为学生或同行提供实时直播, 实现同步教学。
- ✓ **赢得患者信任**—向患者如实展示您的所见, 完善知情同意流程, 强化医患沟通。

## 专为日常诊疗而设计

**牙科医生与洁牙师**—病例记录、社交媒体内容、患者教育  
**外科医生**—手术指导、手术室直播、医疗法律事务录制  
**教育工作者和KOL**—现场演示、课程创建、会议直播





# Flamingo™ 功能

| 功能                         | 优势                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 超轻量设计 (19克)                | <b>仅重19克!</b> 全天佩戴无压力, 比大多数放大镜头灯更轻盈                       |
| 集成60k lux LED              | 提供强劲、无影的照明效果                                              |
| 全高清1080p 30fps相机           | 为临床记录提供清晰、稳定的图像素材                                         |
| 远程操控                       | 操作过程中全面掌控相机, 支持录制时抓拍静态图像及冻结画面用于教学                         |
| 单根混合线缆                     | 真正无线                                                      |
| 本地实时Wi-Fi直播                | 无需联网, 即可在任何PC或Mac上即时分享                                    |
| AI剪辑                       | AI清理功能, 一键移除影片中所有不必要的部分                                   |
| 可切换镜头<br>(25mm / 21mm)     | 可灵活选择窄视角 (25mm) 或广视角 (21mm)                               |
| 云存储                        | 无需依赖本地内存, 所有视频均安全备份至个人账户, 由用户自主管理                         |
| 相机+头灯模式可达4小时<br>仅头灯模式可达8小时 | 两块可更换电池确保全天拍摄不间断                                          |
| 超级连接器                      | 支持360°旋转及竖屏视频模式 (9:16格式)                                  |
| 语音录制                       | 通过Flamingo直接采集同步音频                                        |
| Flamingo软件                 | 包含快照抓取、基础剪辑及免费更新服务                                        |
| 兼容大多数放大镜品牌                 | 提供适配器, 适配市面上绝大多数品牌的放大镜                                    |
| 数据安全                       | 完全符合《健康保险流通与责任法案》(HIPAA) 和《通用数据保护条例》(GDPR) 关于患者隐私和数据保护的要求 |











## Flamingo® 相机镜头

适用于 Flamingo® 无线相机与头灯的 21mm 和 25mm 镜头,通过定制化视野提升操作精准度。



## Flamingo® 遥控器

使用 Flamingo® 遥控器可轻松控制录制及相机功能,优化临床工作流程。



## 替换电池

确保诊疗过程中照明不间断。现已单独供应适用于所有 Orchid 和 Butterfly 系列型号的 Admetec® 原装电池。



## Butterfly™ evo 电池延长器

专为将电池从放大镜上分离设计,能提升佩戴平衡感、减轻重量,增强全天佩戴舒适度。



## 放大镜清洁湿巾

让您的放大镜始终清晰透亮。专用清洁湿巾可保护镜片涂层,维持最佳光学性能。



## 放大镜侧边护罩

轻质侧边护罩,贴合稳固,提升操作安全性,同时不影响视野。



## 放大镜专用激光防护片

轻质夹入式激光防护片,可与放大镜稳固集成,提供可靠的激光专项防护。

## 哪款设计, 深得您心?

工作时的您, 依然保持本色。正因如此, 我们提供了丰富多样的镜架选择, 助您在尽享舒适工作的同时, 尽情展现独特个性。



### 蓝调

-  海军蓝
-  古铜配浅蓝
-  黑色
-  粉色
-  紫色配灰色
-  玫瑰金



### 独立

-  香槟金
-  熔岩橙
-  午夜蓝
-  黑色
-  松石绿
-  绿色



### 灵魂

-  粉色
-  棕色配浅蓝
-  酒红配金色
-  黑色
-  松石绿
-  雪山白



### 爵士

-  红色配黑色
-  橙色配黑色
-  蓝色配黑色
-  绿色配黑色
-  松石绿配玫瑰金



### 摇摆

-  黑色
-  蓝色
-  石墨色
-  红色
-  玫瑰金
-  白色



不确定哪款镜架和颜色最适合您?  
通过我们的镜架虚拟试戴应用, 轻松找到您的理想搭配!  
[www.admetec.com/zh/frames](http://www.admetec.com/zh/frames)











## 便捷精巧防震

Admetec的卓越体验不止于工作时刻。为了让您的放大镜和头灯得到妥善保护并便于携带，我们为每套Admetec产品精心设计了轻巧便捷、防震耐用的收纳盒。

### Butterfly™ evo (全系列)

3块电池 | 充电板和充电线 | 放大镜 | 用户手册



### Orchid (全系列)

2个PowerPack电池组 | 充电器 | 放大镜 | 用户手册



## 放大镜

挂绳 | 超细纤维布 | 用户手册



### Flamingo® 相机

控制单元 | 充电器 | 遥控器 | 配件

# Admetec足迹 遍布全球。



在以下网址查找您当地的经销商  
[admetec.com/distributors](http://admetec.com/distributors)



于细节处  
见热忱





MM4000056 Rev.A



我们始终是您坚实的后盾。

**admetec**  
我们始终是您坚实的后盾

✉ [info@admetec.com](mailto:info@admetec.com)  [admetec.com](http://admetec.com)